





Plans de travail



Verre
(hors encadrement PVC)



Inox 304 L



Trespa TopLab^{Plus}

Résistance solvants	+++	+++	+++
Résistance acides	+++	-	++
Résistance acide fluorhydrique	—	—	-
Résistance hypochlorite de sodium (eau de javel)	+++	—	+

Résistance à l'impact	+	++	+++
Résistance à la rayure	+++	-	-
Charge admissible	50 kg/m ²	110 kg/m ²	110 kg/m ²
Résistance à la charge	-	+	++
Nettoyabilité	++	+++	+++
Stabilité	+	-	++
Équipements disponibles	N/A	N/A	Prises électriques, vannes de gaz et fluide, évier, robinetterie (nous consulter)

France
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Allemagne
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

USA
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

Royaume-Uni
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Chine
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Italie
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Malaisie
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Espagne
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net

