





- Chambres pouvant réguler: T°C, Humidité, Lumière, CO2, Arrosage etc...
- Dimensions sur demand jusqu'à 80 m2
- Plage de température entre -40 et +60°C
- Plage de l'humidité entre 20 et 90% Hr
- Lumière: Max 25'000 LUX
- Soufflerie horizontale
- Sas d'entrée (en option)
- Système d'étagères au choix du client
- Configuration interne selon choix du client


Réalisations (containers)







VUE DE DESSUS







VUE FRONTALE EXTÉRIEUR



VUE FRONTALE INTÉRIEUR





Blanc-labo SA
Chemin des Mouettes 1
CH - 1027 Lonay

T: +41 21 804 18 50
info@blanc-labo.com
www.blanc-labo.com

About us

Blanc-Labo SA is a company specializing in laboratory equipment operating in Switzerland and France. Founded in 1990 in Tolochenaz (VD), Switzerland by Claude and Anne Blanc, the Company was taken over in 2015 following the retirement of the founders, by Eric Laborde and Marc Blanc (son of the founders).

Today, Blanc-Labo is the official dealer for more that **200** brands of:

- Laboratories technical equipments
- Consumable (Labware)
- Chemical products
- Lab Furniture
- Rentals for testing

Our teams are specialized and have been at your service for 35 years. We offer various personalized services tailored to your needs.

After sales service

In addition to a wide range of equipment, Blanc-Labo SA offers a unique service to support you.

Advantages:

- Commissioning & User Training
- Troubleshooting & Remote Troubleshooting
- Maintenance
- Qualifications and Calibrations
- Spare Parts Delivery
- Technical Assistance via HOT-LINE
- Equipment Loan as Needed

Blanc-Labo SA Lonay
(Headquarter)

Sales & service
Partner (ZH)

Sales & service
Partner (TI)

Do you have a question about one of our products or services?

Email us at info@blanc-labo.com or call us

directly at **+41 21 804 18 50**.

We will be happy to help you.

Blanc-Labo France
(Service)

Blanc-Labo France
(Service)