

Armoire à poisons pour produits toxiques

ASN CPM/2



Options :

- Serrure à combinaison



- Pictogramme TOXIQUE



Pourquoi choisir l'armoire CPM/2 :

- Structure en acier 10/10^e
- Peinture poudre époxy polyester polymérisée au four, finition satinée texturée, couleur blanc RAL 9003
- Fermeture à clé
- Pictogramme de risques « matières toxiques » ou autre
- Patins antiglisse
- **Peut-être posée sur plan horizontal comme fixée au mur**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 600 X 480 X 220 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 570 X 460 X 190 mm
- * 4 étagères
- * Charge admissible par étagère : 10 kg
- * Volume de stockage conseillé : 45 L
- * Poids : 13 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ