


SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS AVEC ALARME – PAR CONTACT



ÉQUIPEMENTS INTERNES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	REPÈRE
BS800-20	Entonnoir avec couvercle, tamis et câble de terre 1,5m	A
BS1100-45	Adaptateur pour montage sur paillasse GL 45, GL25 male	B
BS1410-15	Flexible en PTFE Filetage GL25 femelle – Longueur 1500 mm – Diam. int. 13,5 mm – Diam. ext. 18 mm	C
BS658-01	Boîtier d'alarme sonore et visuelle en plastique – 1 canal – Fixation murale sur déflecteur de sorbonne ou bandeau frontal d'une paillasse Dimensions extérieures 85 x 85 x 35 mm Boutons tactiles et affichage LED	D
BS645-03	Câble de signal - Longueur 3m - Prise femelle	E
BS1201-05	Robinet d'arrêt coudé à 90°, en PE - Filetage intérieur GL25 – 34 x 52 x 102 mm	F
BS1306-01	Bouchon en PE pour filetage de bidon S60 Raccord tuyau GL25 (m) – Raccord d'aération GL14 (f)	G
BS236-10	Bidon en PEHD avec filetage S60/61 Dimensions extérieures 295 x 200 x 255 mm – Capacité 10L	H
RC239M	Perçement pour positionnement du boîtier sur déflecteur de sorbonne ou bandeau de paillasse	
RC239	Perçement du plan de travail pour positionnement de l'entonnoir	

ACCESSOIRES OPTIONNELS


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	REPÈRE
BS506-02	Filtre à charbon actif (consommable à remplacer tous les 6 mois)	I
BS502-03	Adaptateur pour filtre à charbon actif	J

VUE ÉCLATÉE




SCHÉMAS TECHNIQUES


BS658-01
Boîtier d'alarme




BS1100-45
Adaptateur pour montage sur pailleasse




Percement sur table




Percement en façade




BS800-20
Entonnoir



BS1410-15
Tube flexible



BS1201-05
Robinet d'arrêt



BS1306-01
Bouchon

