

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pera Richardson para buretas automáticas

Descripción : De goma de color rojo y con depósito recubierto de malla

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
RBER-001-001	500 mL	pequeño	1
RBER-002-001	1000 mL	grande	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Goma de color rojo

GENERAL INFORMATION

Product name : Richardson bulb for automatic burettes

Description : Made of red rubber. With a net around the bulb

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
RBER-001-001	500 mL	small	1
RBER-002-001	1000 mL	big	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Red rubber

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Poire Richardson pour burette automatique

Description : En caoutchouc rouge avec réservoir, recouvert de fils en maille

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
RBER-001-001	500 mL	petite	1
RBER-002-001	1000 mL	grande	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Caoutchouc rouge

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pompetta doppia con retina per burette automatiche**Descrizione :** In gomma rossa e con camera coperta da retina

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
RBER-001-001	500 mL	piccolo	1
RBER-002-001	1000 mL	grande	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Gomma di colore rosso

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Richardson-ballon voor automatische buretten**Beschrijving** : Vervaardigd van rood rubber. Met gas beklede ballon**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
RBER-001-001	500 mL	klein	1
RBER-002-001	1000 mL	groot	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

PRODUKTFOTO**MATERIAAL**

MATERIAAL Rood rubber

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Richardson-Ball für automatische Büretten**Beschreibung :** Aus rotem Gummi und mit netzüberzogenem Ball.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
RBER-001-001	500 mL	klein	1
RBER-002-001	1000 mL	groß	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RBER-001-001	3	0,12	40169997	08434868039483
RBER-002-001	3	0,135	40169997	08434868039490

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL Roter Gummi