

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Micropipeta de volumen fijo EASY 30+

Descripción : Peso reducido, forma ergonómica y mecanismo suave de pulsación que minimizan la fatiga de la mano y los dedos. Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta que permite mantener la precisión incluso en usos prolongados. Cono autoclavable. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Consulte los recambios disponibles para estas micropipetas en nuestra web: www.labbox.com. Garantía 3 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Fixed volume micropipette EASY 30+

Description : Reduced weight, ergonomic design and smooth pushing system to minimize hand and finger tiredness. Minimum bodyheat transfer to internal parts for high accuracy even during continuous use. Autoclavable tip cone. Each micropipette was individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard, showing an embossed identifying serial number and delivered with a calibration report. See the spare parts available for these micropipettes on our website: www.labbox.com. Warranty 3 years

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy	precision	pcs/pack
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette de volume fixe EASY 30+

Description : Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette, ce qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121 °C. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Consulter les pièces de rechange disponibles pour ces micropipettes sur notre site : www.labbox.com. Garantie 3 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	justesse	précision	unités par ref.
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta a volume fisso EASY 30+

Descrizione : Il peso ridotto, la forma ergonomica e il meccanismo di pressione morbido riducono l'affaticamento della mano e delle dita. Il trasferimento di calore dalla mano all'interno della pipetta è ridotto al minimo, per assicurare la precisione anche durante un uso prolungato. Sono portapipette autoclavabile. Ogni micropipetta è stata calibrata individualmente conforme a EN-ISO 8655, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Verificare i ricambi disponibili per queste micropipette sul nostro sito web: www.labbox.com. Garanzia di 3 anni

DATI TECNICI

referenza	capacità	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Micropipet met vast volume EASY 30+

Beschrijving : Laag gewicht, ergonomische vorm en soepel klikmechanisme minimaliseren hand- en vingervermoeidheid. Door de minimale warmteoverdracht van de hand naar de binnenkant van de pipet blijft de nauwkeurigheid behouden, zelfs bij langdurig gebruik. Autoclaveerbare huls. Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens EN-ISO 8655, heeft een gegraveerd uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Bekijk de beschikbare reserveonderdelen voor deze micropipetten op onze website: www.labbox.com. Garantie 3 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikroliterpipette, fixes Volumen, EASY 30+

Beschreibung : Leicht, mit ergonomischer Form und weichen Druckpunkten, was die Ermüdung von Hand und Fingern minimiert. Minimale Wärmeübertragung von der Hand ins Innere der Pipette, was die Aufrechterhaltung der Präzision auch bei längerer Nutzungsdauer erlaubt. Autoklavierbarer Schaft. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Verfügbare Ersatzteile für diese Mikroliterpipetten finden Sie auf unserer Website www.labbox.com. Garantie 3 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASC-10P-001	100 µl	±0,5%	±0,3%	1
EASC-20P-001	200 µl	±0,4%	±0,2%	1
EASC-50P-001	500 µl	±0,3%	±0,2%	1
EASC-1KP-001	1000 µl	±0,3%	±0,15%	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASC-10P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018785
EASC-20P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018808
EASC-50P-001	1,12	0,231	90318080	08434868018822
EASC-1KP-001	1,12	0,231	90318080	08434868018792

PRODUKTFOTO

