

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 100 - 1000 ul en rack Standard Line**Descripción :** Rack de 96 puntas en polipropileno con base y tapa de policarbonato transparente. Puntas tipo Gilson (especialmente diseñadas para Gilson Pipetman). Autoclavable. También disponible en torres de 5 racks de 96 puntas (5 x 96 puntas)

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPB-1K0-096	100 - 1000 µl tipo Gilson, azules (A)	96
TIPB-1K0-480	100 - 1000 µl tipo Gilson, azules (A), en torres de 5 racks	5 x 96

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 100 - 1000 µl in a rack Standard Line

Description : Rack of 96 tips in a transparent polycarbonate box and cover. Gilson type tips (specially designed for Gilson Pipetman). Autoclavable. Also available in 5 racks towers of 96 tips (5 x 96 tips)



Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPB-1K0-096	100 - 1000 µl Gilson type, blue (A)	96
TIPB-1K0-480	100 - 1000 µl Gilson type, blue (A), in 5 racks tower	5 x 96

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 100 - 1000 µl en rack Standard Line**Description :** Rack de 96 pointes en polypropylène avec base et couvercle en polycarbonate transparent. Pointe type Gilson (spécialement conçue pour Gilson Pipetman). Autoclavable. Aussi disponible en tours de 5 racks de 96 pointes (5 x 96 pointes)

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPB-1K0-096	100 - 1000 µl type Gilson, bleue (A)	96
TIPB-1K0-480	100 - 1000 µl type Gilson, bleue (A), tour de 5 racks	5 x 96

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 100-1000 µl in rack Standard Line**Descrizione :** Rack di 96 puntali in polipropilene con base e coperchio di policarbonato trasparente. Puntale tipo Gilson (specificamente progettati per Gilson Pipetman). Autoclavabile. Disponibile anche in torri da 5 rack da 96 puntali ciascuno (5 x 96 puntali)

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPB-1K0-096	100-1000 µl tipo Gilson, blu (A)	96
TIPB-1K0-480	100-1000 µl tipo Gilson, blu (A), in torri da 5 rack	5 x 96

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 100- 1000 ul in rek, Standard Line**Beschrijving** : Rek van 96 tips in polypropyleen met transparante polycarbonaat basis en deksel. Tips type Gilson (speciaal ontworpen voor Gilson Pipetman). Autoclaveerbaar. Ook verkrijgbaar in torens van 5 rekken van 96 tips (5 x 96 tips)

Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPB-1K0-096	100 - 1000 µl type Gilson, blauw (A)	96
TIPB-1K0-480	100 - 1000 µl type Gilson, blauw (A), in torens van 5 rekken	5 x 96

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 100 – 1000 µl, in Racks Standard Line**Beschreibung :** Rack mit 96 Pipettenspitzen aus Polypropylen, mit Boden und Deckel aus transparentem Polycarbonat. Typ Gilson (speziell entworfen für Gilson Pipetman). Autoklavierbar. Auch verfügbar in Stapeln von fünf Racks mit je 96 Pipettenspitzen (5 x 96 Pipettenspitzen).

Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPB-1K0-096	100 - 1000 µl, Typ Gilson, blau (A)	96
TIPB-1K0-480	100 - 1000 µl, Typ Gilson, blau (A), in Stapeln mit 5 Racks	5 x 96

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-1K0-096	0,864	0,19	90269000	08434868047891
TIPB-1K0-480	2,808	0,7	90269000	08434868047907

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

