

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Soporte para embudos de decantación

**Descripción :** De polipropileno. Adecuado para embudos entre 250 a 500 ml



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SFHP-001-001	para 1 embudo	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Separatory funnel holder

**Description :** Polypropylene. To hold funnels from 125 ml up to 500 ml



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SFHP-001-001	for 1 funnel	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Support pour ampoule à décanter****Description :** En polypropylène. Adéquat pour ampoule à décanter entre 250 à 500 ml

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SFHP-001-001	pour une ampoule à décanter	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Supporto per imbuto separatori**Descrizione :** In polipropilene. Adatto a imbuto con capacità compresa tra 250 e 500 ml

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SFHP-001-001	per 1 imbuto	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Houder voor scheidrechtters****Beschrijving :** Van polypropyleen. Geschikt voor trechters van 250 tot 500 ml

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SFHP-001-001	voor 1 trechter	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Scheidetrichterhalter****Beschreibung :** Aus Polypropylen. Geeignet für Scheidetrichter mit einem Volumen zwischen 250 und 500 ml.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SFHP-001-001	für 1 Trichter	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.