

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Microscopio biológico, B1 Elite**

**Descripción :** Cabezal monocular / binocular / trinocular (según modelo) inclinado 45° y giratorio 360°. Oculares de gran campo WF10X/18 mm. Porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil. Enfoque coaxial macro y micrométrico. Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos. Condensador Abbe A.N. 1,25 enfocable. Diafragma iris con porta-filtros. Iluminación LED 3W con control de intensidad. Incluye funda protectora y aceite de inmersión. Alimentación 220-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM03-L01-001	microscopio B1-211E SP (cabezal monocular)	1
BM03-L02-001	microscopio B1-220E SP (cabezal binocular)	1
BM03-L03-001	microscopio B1-223E SP (cabezal trinocular)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Biological microscope, B1 Elite**

**Description :** Monocular, binocular or trinocular head (according to model), 45° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/18 mm eyepieces. Quadruple revolving nosepiece with achromatic Semi-Plan SP objectives 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil. Coaxial coarse and fine focusing system. Low position coaxial mechanical stage. Focusable 1.25 N.A. Abbe condenser. Iris diaphragm with filter holder. LED illumination 3W with intensity control. Dust cover and immersion oil included. Main supply 220-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 3-4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM03-L01-001	microscope B1-211E SP (monocular head)	1
BM03-L02-001	microscope B1-220E SP (binocular head)	1
BM03-L03-001	microscope B1-223E SP (trinocular head)	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Microscope de biologie, B1 Elite**

**Description :** Tête monoculaire, binoculaire ou trinoculaire, inclinée 45°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/18mm. Tourelle quadruple avec objectifs achromatiques Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X R, 100X R-Immersion. Mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique. Platine mécanique avec commandes coaxiales ergonomiques. Condenseur Abbe O.N. 1,25 réglable. Diaphragme à iris avec support filtre. Éclairage LED 3W avec contrôle d'intensité. Inclut housse de protection et huile d'immersion. Alimentation 220-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM03-L01-001	microscope B1-211E SP (tête monoculaire)	1
BM03-L02-001	microscope B1-220E SP (tête binoculaire)	1
BM03-L03-001	microscope B1-223E SP (tête trinoculaire)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Microscopio biologico, B1 Elite**

**Descrizione** : Testata monoculare/binoculare/trinoculare (a seconda del modello) inclinata a 45° e rotante a 360°. Oculari a largo campo WF10X/18 mm. Revolver portaobiettivi quadruplo con obiettivi acromatici Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S e 100X S-Oil. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica. Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici. Condensatore Abbe N.A. 1,25 focalizzabile. Diaframma ad iride con portafiltri. Illuminazione LED 3 W con controllo dell'intensità. Include copertina antipolvere e olio per immersione. Alimentazione 220-240 V (CE). Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 3-4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM03-L01-001	microscopio B1-211E SP (testata monoculare)	1
BM03-L02-001	microscopio B1-220E SP (testata binoculare)	1
BM03-L03-001	microscopio B1-223E SP (testata trinoculare)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Biologische microscoop, B1 Elite**

**Beschrijving** : Monoculaire /binoculaire / trinoculaire kop (afhankelijk van het model) gekanteld op 45° en 360° roteerbaar. Breedveld oculair WF10X/18 mm. Viervoudige objectiefhouder met achromatische Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S en 100X S-Oil objectieven. Coaxiale macro- en micrometrische focus. Mechanisch objectoppervlak met coaxiale ergonomische bediening. Condensor Abbe A.N. 1,25 focusbaar. Irisdiafragma met filterhouder. LED-verlichting 3W met intensiteitsregeling. Bevat beschermhoes en immersieolie. Voeding 220-240 V (CE). 5 jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. 2-3 weken levertijd



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BM03-L01-001	microscoop B1-211E SP (monoculaire kop)	1
BM03-L02-001	microscoop B1-220E SP (binoculaire kop)	1
BM03-L03-001	microscoop B1-223E SP (trinoculaire kop)	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Biologisches Mikroskop, B1 Elite**

**Beschreibung** : Monokularer, binokularer oder trinokularer Kopf (je nach Modell), 45°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okulare WF10X/18 mm. Vierfach-Objektivrevolver mit semiplan-achromatischen Objektiven - halbflach SP 4X, 10X, 40X S und 100X S-Oil. Koaxiale makro- und mikrometrische Fokussierung. Mechanischer Objektstisch mit ergonomischen, koaxialen Steuerungen. Fokussierbarer Kondensator Abbe A.N. 1,25. Irisblende mit Filterhalter. LED-Beleuchtung 3 W mit Intensitätskontrolle. Mit Schutzhülle und Immersionsöl. Netzanschluss 220-240 V (CE). Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 3-4 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BM03-L01-001	Mikroskop B1-211E SP (monokularer Kopf)	1
BM03-L02-001	Mikroskop B1-220E SP (binokularer Kopf)	1
BM03-L03-001	Mikroskop B1-223E SP (trinokularer Kopf)	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

