

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Gradilla para tubos de centrifuga

Descripción : De acero inoxidable. Con doble alambre, permiten acomodar mejor los tubos de centrifuga ya que impiden que los tapones se toquen

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
TTSS-E25-001	90	135	93	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	para 6 x 4 tubos (hasta Ø 30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	para 6 x 4 tubos de 15 ml - con doble alambre	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	para 6 x 4 tubos de 50 ml - con doble alambre	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Centrifuge tubes rack

Description : Made of stainless steel. With double wire allow to hold better the centrifuge tubes, giving extra space between them

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
TTSS-E25-001	90	135	93	for 6 x 4 tubes (< Ø18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	for 6 x 4 tubes (< Ø30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	for 6 x 4 15 ml tubes - with double wire	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	for 6 x 4 50 ml tubes - with double wire	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir pour tube à centrifuger en acier inoxydable**Description :** Le modèle avec double fil d'acier offre un espace plus grand entre les tubes, favorisant un meilleur maintien.

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
TTSS-E25-001	90	135	93	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	pour 6 x 4 tubes de 15 ml	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	pour 6 x 4 tubes de 50 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portaprovette per centrifuga

Descrizione : In acciaio inox. A filo doppio, consente di alloggiare meglio le provette per centrifuga impedendo ai tappi di venire a contatto uno con l'altro

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
TTSS-E25-001	90	135	93	per 6 x 4 tubi (fino a Ø18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	per 6 x 4 tubi (fino a Ø30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	per 6 x 4 provette da 15 ml - a filo doppio	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	per 6 x 4 provette da 50 ml - a filo doppio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rek voor centrifugebuizen**Beschrijving :** Van roestvrij staal. Met dubbele draad zorgen ze ervoor dat de centrifugebuizen beter kunnen worden geplaatst, omdat ze voorkomen dat de doppen elkaar raken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
TTSS-E25-001	90	135	93	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	voor 6 x 4 buizen (tot Ø 30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	voor 6 x 4 buizen van 15 ml - met dubbele draad	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	voor 6 x 4 buizen van 50 ml - met dubbele draad	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Ständer für Zentrifugenröhrchen
Beschreibung : Aus Edelstahl Mit doppeltem Draht für ein besseres Einsetzen der Röhrchen in die Zentrifuge, da sich die Verschlüsse so nicht berühren.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TTSS-E25-001	90	135	93	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 18 mm)	1
TTSS-K25-001	90	209	143	für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 30 mm)	1
TTSS-Y24-001	80	170	115	für 6 x 4 Röhrchen mit 15 ml - mit doppeltem Draht	1
TTSS-Z24-001	80	220	150	für 6 x 4 Röhrchen mit 50 ml - mit doppeltem Draht	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTSS-E25-001	1,17	0,137	73143900	08434868050310
TTSS-K25-001	3,3	0,232	73143900	08434868050372
TTSS-Y24-001	1,944	0,2	73143900	08434868050495
TTSS-Z24-001	3,312	0,272	73143900	08434868050501

