

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja de almacenaje para microtubos PCR de 0,2 ml**Descripción :** Polipropileno. Con tapa transparente

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
PBOX-Y96-001	para 96 tubos (8 x 12) de 0,2 ml. Color amarillo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : PCR 0,2 ml microtube storage box**Description :** Made of polypropylene. With transparent lid

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
PBOX-Y96-001	up to 96 tubes (8x12) 0.2 ml. Yellow color	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de stockage en PP pour microtube PCR de 0,2 ml**Description :** En polypropylène. Avec couvercle transparent

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
PBOX-Y96-001	pour 96 tubes (8 x 12) de 0,2 ml. Couleur jaune	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portamicroprovette per PCR da 0,2 ml**Descrizione :** Polipropilene. Con coperchio trasparente

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
PBOX-Y96-001	per 96 provette (8 x 12) da 0,2 ml. Colore giallo	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Opbergdoos voor PCR-microbuizen van 0,2 ml**Beschrijving** : Polypropyleen. Met transparant deksel.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	stuks per ref.
PBOX-Y96-001	voor 96 buizen (8 x 12) van 0,2 ml Geel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aufbewahrungsbox für 0,2 ml PCR-Mikroreaktionsgefäße**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Mit transparentem Deckel. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahl pro Artikel
PBOX-Y96-001	für 96 x 0,2 ml Vials (8 x 12), gelb	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PBOX-Y96-001	0,4	0,07	39269097	08434868033344

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.