

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja de plástico congelable para criotubos y viales

Descripción : De polipropileno y congelable. Color natural



Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	capacidad	unidades por ref.
FBXP-081-001	51	128	128	para 81 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	para 100 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Plastic freezer box for cryotubes and vials**Description :** Made of polypropylene. Suitable for freezing. Natural colour

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	capacity	pcs/pack
FBXP-081-001	51	128	128	up to 81 vials 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	up to 100 vials 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cryoboîte congelable en PP pour cryotube et flacons**Description :** En polypropylène et congelable. Couleur naturelle

Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	capacité	unités par ref.
FBXP-081-001	51	128	128	pour 81 flacons de 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	pour 100 flacons de 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Scatola di plastica per congelamento di criotubi e fialoni**Descrizione :** Di polipropilene e congelabile. Colore naturale

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	capacità	unità per ref.
FBXP-081-001	51	128	128	per 81 fiale da 1,8/2 ml (Ømax 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	per 100 fiale da 1,8/2 ml (Ømax 12 mm)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Invriesbare kunststof doos voor cryobuizen en vials**Beschrijving** : Van polypropyleen en invriesbaar. Kleurloos

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	capaciteit	stuks per ref.
FBXP-081-001	51	128	128	voor 81 vials van 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	voor 100 vials van 1,8/2 ml (Ømax. 12 mm)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Gefrierboxen aus Plastik für Kryoröhrchen und Vials**Beschreibung :** Aus Polypropylen, gefrierbar. Farblos.

Autoklavierbar


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Volumen	Stückzahl pro Artikel
FBXP-081-001	51	128	128	für 81 x 1,8/2 ml Röhrchen (Ømax. 12mm)	1
FBXP-100-001	53	140	140	für 100 x 1,8/2 ml Röhrchen (Ømax. 12mm)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-081-001	1,176	0,146	39269097	08434868021648
FBXP-100-001	1,575	0,17	39269097	08434868021655

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.