

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Rack para congeladores verticales con bandejas extraíbles

Descripción : De acero inoxidable. Para cajas de 135 x 135 mm. Las bandejas extraíbles permiten manipular las cajas sin necesidad de sacar todo el rack. Plazo de entrega: 2 semanas


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
RACE-33A-001	170	440	143	para 3 x 3 cajas de altura 50 mm	1
RACE-43A-001	230	440	143	para 4 x 3 cajas de altura 50 mm	1
RACE-53A-001	285	440	143	para 5 x 3 cajas de altura 50 mm	1
RACE-44A-001	230	580	143	para 4 x 4 cajas de altura 50 mm	1
RACE-54A-001	285	580	143	para 5 x 4 cajas de altura 50 mm	1
RACE-33B-001	250	440	143	para 3 x 3 cajas de altura 75 mm	1
RACE-34B-001	250	580	143	para 3 x 4 cajas de altura 75 mm	1
RACE-23C-001	210	440	143	para 2 x 3 cajas de altura 95 mm	1
RACE-24C-001	210	580	143	para 2 x 4 cajas de altura 95 mm	1
RACE-23D-001	275	440	143	para 2 x 3 cajas de altura 125 mm	1
RACE-24D-001	275	580	143	para 2 x 4 cajas de altura 125 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Racks for upright freezers with removable trays

Description : Made of stainless steel. For boxes of 135 x 135 mm. The removable trays allow to use the carton boxes without having to remove the complete rack. Delivery time 2 weeks

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
RACE-33A-001	170	440	143	for 3 x 3 cryoboxes of 50 mm tall	1
RACE-43A-001	230	440	143	for 4 x 3 cryoboxes of 50 mm tall	1
RACE-53A-001	285	440	143	for 5 x 3 cryoboxes of 50 mm tall	1
RACE-44A-001	230	580	143	for 4 x 4 cryoboxes of 50 mm tall	1
RACE-54A-001	285	580	143	for 5 x 4 cryoboxes of 50 mm tall	1
RACE-33B-001	250	440	143	for 3 x 3 cryoboxes of 75 mm tall	1
RACE-34B-001	250	580	143	for 3 x 4 cryoboxes of 75 mm tall	1
RACE-23C-001	210	440	143	for 2 x 3 cryoboxes of 95 mm tall	1
RACE-24C-001	210	580	143	for 2 x 4 cryoboxes of 95 mm tall	1
RACE-23D-001	275	440	143	for 2 x 3 cryoboxes of 125 mm tall	1
RACE-24D-001	275	580	143	for 2 x 4 cryoboxes of 125 mm tall	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Rack pour congélateur vertical avec tiroirs coulissants

Description : En acier inoxydable. Pour boîtes de 135 x 135 mm. Les tiroirs coulissants permettent de manipuler les boîtes sans avoir à enlever le rack en entier. Délai de livraison 2 semaines


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
RACE-33A-001	170	440	143	pour 3 x 3 boîtes, hauteur 50 mm	1
RACE-43A-001	230	440	143	pour 4 x 3 boîtes, hauteur 50 mm	1
RACE-53A-001	285	440	143	pour 5 x 3 boîtes, hauteur 50 mm	1
RACE-44A-001	230	580	143	pour 4 x 4 boîtes, hauteur 50 mm	1
RACE-54A-001	285	580	143	pour 5 x 4 boîtes, hauteur 50 mm	1
RACE-33B-001	250	440	143	pour 3 x 3 boîtes, hauteur 75 mm	1
RACE-34B-001	250	580	143	pour 3 x 4 boîtes, hauteur 75 mm	1
RACE-23C-001	210	440	143	pour 2 x 3 boîtes, hauteur 95 mm	1
RACE-24C-001	210	580	143	pour 2 x 4 boîtes, hauteur 95 mm	1
RACE-23D-001	275	440	143	pour 2 x 3 boîtes, hauteur 125 mm	1
RACE-24D-001	275	580	143	pour 2 x 4 boîtes, hauteur 125 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Rack per congelatori verticali con vassoi estraibili

Descrizione : In acciaio inox. Per scatole da 135 x 135 mm. I vassoi estraibili permettono di maneggiare le scatole senza bisogno di estrarre tutto il rack. Consegna: 2 settimane


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
RACE-33A-001	170	440	143	per 3 x 3 scatole con altezza di 50 mm	1
RACE-43A-001	230	440	143	per 4 x 3 scatole con altezza di 50 mm	1
RACE-53A-001	285	440	143	per 5 x 3 scatole con altezza di 50 mm	1
RACE-44A-001	230	580	143	per 4 x 4 scatole con altezza di 50 mm	1
RACE-54A-001	285	580	143	per 5 x 4 scatole con altezza di 50 mm	1
RACE-33B-001	250	440	143	per 3 x 3 scatole con altezza di 75 mm	1
RACE-34B-001	250	580	143	per 3 x 4 scatole con altezza di 75 mm	1
RACE-23C-001	210	440	143	per 2 x 3 scatole con altezza di 95 mm	1
RACE-24C-001	210	580	143	per 2 x 4 scatole con altezza di 95 mm	1
RACE-23D-001	275	440	143	per 2 x 3 scatole con altezza di 125 mm	1
RACE-24D-001	275	580	143	per 2 x 4 scatole con altezza di 125 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rek voor verticale vriezers met uitneembare trays**Beschrijving :** Van roestvrij staal. Voor dozen van 135 x 135 mm. Dankzij de uitneembare trays kunnen de dozen worden gehanteerd zonder dat het hele rek hoeft te worden verwijderd. Levertijd: 2 weken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
RACE-33A-001	170	440	143	voor 3 x 3 bakken van 50 mm hoog	1
RACE-43A-001	230	440	143	voor 4 x 3 bakken van 50 mm hoog	1
RACE-53A-001	285	440	143	voor 5 x 3 bakken van 50 mm hoog	1
RACE-44A-001	230	580	143	voor 4 x 4 bakken van 50 mm hoog	1
RACE-54A-001	285	580	143	voor 5 x 4 bakken van 50 mm hoog	1
RACE-33B-001	250	440	143	voor 3 x 3 bakken van 75 mm hoog	1
RACE-34B-001	250	580	143	voor 3 x 4 bakken van 75 mm hoog	1
RACE-23C-001	210	440	143	voor 2 x 3 bakken van 95 mm hoog	1
RACE-24C-001	210	580	143	voor 2 x 4 bakken van 95 mm hoog	1
RACE-23D-001	275	440	143	voor 2 x 3 bakken van 125 mm hoog	1
RACE-24D-001	275	580	143	voor 2 x 4 bakken van 125 mm hoog	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kryoboxen-Gestelle für hohe Gefrierschränke, mit herausnehmbaren Tablettis

Beschreibung : Aus Edelstahl. Für Kryoboxen mit den Maßen 135 x 135 mm. Die herausnehmbaren Tablettis erlauben den Zugang zu den Kryoboxen, ohne dass das gesamte Gestell herausgenommen werden muss. Lieferzeit 2 Wochen.


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
RACE-33A-001	170	440	143	für 3 x 3 Boxen mit 50 mm Höhe	1
RACE-43A-001	230	440	143	für 4 x 3 Boxen mit 50 mm Höhe	1
RACE-53A-001	285	440	143	für 5 x 3 Boxen mit 50 mm Höhe	1
RACE-44A-001	230	580	143	für 4 x 4 Boxen mit 50 mm Höhe	1
RACE-54A-001	285	580	143	für 5 x 4 Boxen mit 50 mm Höhe	1
RACE-33B-001	250	440	143	für 3 x 3 Boxen mit 75 mm Höhe	1
RACE-34B-001	250	580	143	für 3 x 4 Boxen mit 75 mm Höhe	1
RACE-23C-001	210	440	143	für 2 x 3 Boxen mit 95 mm Höhe	1
RACE-24C-001	210	580	143	für 2 x 4 Boxen mit 95 mm Höhe	1
RACE-23D-001	275	440	143	für 2 x 3 Boxen mit 125 mm Höhe	1
RACE-24D-001	275	580	143	für 2 x 4 Boxen mit 125 mm Höhe	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RACE-33A-001	11,22	1,5	73102990	08434868039056
RACE-43A-001	15,18	1,65	73102990	08434868039087
RACE-53A-001	18,81	2,3	73102990	08434868039100
RACE-44A-001	20,01	2,6	73102990	08434868039094
RACE-54A-001	24,795	3,1	73102990	08434868039117
RACE-33B-001	16,5	1,65	73102990	08434868039063
RACE-34B-001	21,75	2,4	73102990	08434868039070
RACE-23C-001	13,86	1,55	73102990	08434868039018
RACE-24C-001	18,27	2,1	73102990	08434868039032
RACE-23D-001	18,15	2,2	73102990	08434868039025
RACE-24D-001	23,925	3,2	73102990	08434868039049

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.