



With easy operation and precision performance, Core offers the best value for basic weighing tasks in most settings. Created to withstand field and laboratory environments, the Core is constructed of sturdy ABS housing that is easy to clean and protects the balance from spills. An integrated ShockProtect[®] feature safeguards the load cell, which means the Core can tolerate overloads without damage to weighing mechanisms. For added security, a built-in slot for Kensington-type lock and cable help prevent theft. An innovative, space-saving stackable design makes storage simple.

The most durable compact balance in its class, the Core is unmatched in value



Features

- Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
- Programmable backlight can be set to "always on," "always off" or "light only when weighing"
- Balances stack efficiently and safely to save space (120mm pan size only)
- Colour-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
- Dual tare keys facilitate operation with either the left or right hand
- Security slot for optional Kensington-type lock and cable to help prevent theft
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- Rugged construction stands up to industrial use
- Three-point ShockProtect[®] feature helps prevent overload damage to internal components
- Hook included for weighing below the balance
- Removable draft shield (120mm and 160mm pan size only)
- Auto power-off to save energy
- Audible overload alarm warns when capacity is exceeded
- Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading
- Operates with AC adapter (included) or batteries (not included)

Applications

- Weighing

About ADAM:

For more than 40 years, professionals worldwide have relied on Adam Equipment for an extensive selection of dependable and affordable weighing equipment. Adam provides the right balance of speed, performance and value.

Model	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacity	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Readability	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Repeatability (S.D.)	0.02g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Linearity (+/-)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	0.2g	1g
Pan Size	120mm ø				145mm ø		
Weighing Units	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T						
Stabilisation Time (sec)	2						
Calibration	External calibration						
Display	Backlit LCD with 18mm -high digits						
Power Supply	12VAC 50/60Hz 150mA adapter / 6 x AA batteries						
Operating Temperature	0° to 40°C						
Housing	ABS plastic						
Draught Shield	Round 130mm ø x 90mm				N/A		
Overall Dim.	171x250x80mm (wxdxh)						
Net Weight	0.9kg						

Accessories

Item number	Description
308002042	Hard carrying case with lock
308232033	In-use cover
308232036	In-use cover (pack of 5)
308232037	In-use cover (pack of 10)
700100046	Kensington-type lock and cable
700660290	Calibration certificate
700100035	M1 1g - 100g calibration weight set
700100071	M1 1g - 2kg calibration weight set
700100072	M1 200g calibration weight
700100060	M1 500g calibration weight
700100029	M1 1kg calibration weight
700100030	M1 2kg calibration weight
700100012	F1 200g calibration weight

Key Accessories



Kensington-type lock and cable

The security lock and cable fits the built-in lock attachment on balances and scales, and loops around an object to secure your balance in place. The flexible steel cable is difficult to cut, and the combination lock allows users to choose a combination number for added security.



In-use wet cover

In-use covers provide an easy and affordable way to help keep the balance clean and protected.



Hard carrying case

Solidly constructed with stainless steel corners, the case contains soft foam cushioning to protect the balance or scale. A shoulder strap is included, and the case is lockable.

Supplied by



Compacta y robusta, no hay otra balanza que puede superar la serie CORE[®] por valor y facilidad de uso. La CORE tiene una función superior y diseño elegante, pero se ha creado para la utilidad. Su carcasa resistente de plástico ABS soporta entornos de laboratorio del campo y clases. El plato de acero inoxidable es desmontable, permitiendo la limpieza fácil. La protección de sobrecarga de tres puntos ShockProtect[®] protege la celda de carga, lo que significa que la CORE puede aguantar sobrecargas de hasta 200kg, sin dañar el mecanismo de pesaje. Para la seguridad, tiene una ranura incorporada la cual es compatible con candados y cables de tipo Kensington. La portabilidad no es un problema, ya que la CORE funciona con batería o adaptador de CA. Su función de apagado automático prolonga la vida de la batería. Un gancho conveniente de pesaje por debajo de la balanza facilita el pesaje de densidad y mediciones de gravedad específicas.

Cosecha los beneficios de esta balanza agrícola fiable y portátil



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso (solamente con plato de 120mm)
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Característica ShockProtect[®] de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos
- Gancho para pesar por debajo incluido
- Función de auto apagado programable para ahorrar energía
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacidad	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Legibilidad	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Tamaño del plato	120mm ø				145mm ø		
Unidades de medida	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T						
Tiempo de estabilización (sec)	2						
Calibración	Calibración Externa						
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto						
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA						
Temperatura de operación	0° a 40°C						
Carcasa	ABS						
Cabina	Redondo 130mm ø x 90mm				No Disponible		
Dimensiones totales	171x250x80mm (aprox)						
Peso Neto	0.9kg						

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
308232033	Cubierta de Protección
308232036	Cubierta de Protección (5 piezas)
308232037	Cubierta de Protección (10 piezas)
308002042	Maletín de transporte
700100046	Candado y Cable Tipo Kensington
700660290	Certificado de Calibración
700100035	M1 1g - 100g Juego de pesas de calibración, incluye estuche para almacenar las pesas
700100071	M1 1g - 2kg Juego de pesas de calibración, incluye estuche para almacenar las pesas
700100072	M1 200g Pesa de Calibración
700100060	M1 500g Pesa de Calibración
700100029	M1 1kg Pesa de Calibración
700100030	M1 2kg Pesa de Calibración
700100012	F1 200g Pesa de Calibración

Características principales



Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden conectar a las cerraduras incorporadas en las balanzas y básculas para mantenerlas en un lugar seguro. El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el candado de combinación le permite a usuarios elegir una combinación de números para mayor seguridad. allows users to choose a combination number for added security.



Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.



Maletín de transporte

Construcción sólida con esquinas de acero inoxidable, el maletín contiene acolcha de espuma suave para proteger la balanza o báscula. Una correa para el hombro está incluida, y se puede asegurar.

Suministrados por



La série de balances Core d'Adam Equipment est le meilleur choix pour une utilisation simple et économique. Le châssis en plastique ABS robuste est conçu pour résister aux environnements extérieurs ainsi qu'en laboratoire tout en étant facile à nettoyer et est protégé contre les projections d'eau accidentelles. Grâce à la protection ShockProtect™ intégrée, les balances Core peuvent résister sans problèmes aux surcharges excessives. Livrées complètes avec leur cage de pesée amovible, l'adaptateur AC et la connexion pour un câble anti-vol, les balances Core sont prêtes à fonctionner immédiatement sorties de leurs emballages.

Le design léger facilite le transport et la portabilité



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitère
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- ShockProtect® trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Cage de pesée amovible (taille de plateau de 120mm seulement)
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacité	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Précision	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Taille du plateau	120mm ø				145mm ø		
Unités de pesage	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T						
Temps de stabilisation (sec)	2						
Calibrage	Calibrage externe						
Affichage	LCD rétro éclairé avec 18mm chiffres élevés						
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50 / 60Hz 150mA / 6 piles AA						
Température d'utilisation	0° à 40°C						
Carter	ABS						
Chambre de protection	Rond 130mm ø x 90mm				Non disponible		
Dimensions totales	171x250x80mm (lpxh)						
Poids net	0.9kg						

Accessoires**Numéro d'article Description**

308002042	Valise de Transport solide avec fermeture
308232033	Coque en Plastique
308232036	Coque en Plastique (5)
308232037	Coque en Plastique (10)
700100046	Câble et Cadenas Kensington®
700660290	Certificat de Calibrage
700100035	Le coffret de masses de calibrage M1 1g – 100g comprends un coffret pour ranger les masses
700100071	Le coffret de masses de calibrage M1 1g – 2kg comprends un coffret pour ranger les masses
700100072	Masse de calibrage M1 200g
700100060	Masse de calibrage M1 500g
700100029	Masse de calibrage M1 1kg
700100030	Masse de calibrage M1 2kg
700100012	Masse de calibrage F1 200g

Accessoires Principaux**Câble et Cadenas Kensington®**

Le verrouillage et le câble de sécurité sont compatibles avec la fixation intégrée sur les balances et autour d'un objet pour sécuriser votre instrument en place. Le câble en acier flexible est difficile à couper et la serrure à combinaison permet aux utilisateurs de choisir un code pour une sécurité accrue.

**Coque en Plastique**

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour protéger la balance et la garder propre.

**Valise de Transport solide avec fermeture**

Solidement construite avec des coins en acier inoxydable, la valise contient une mousse de rembourrage douce pour protéger la balance. Une sangle d'épaule est comprise et la valise est verrouillable.

Fourni par



La serie di bilance CORE è la scelta migliore per un funzionamento semplice ed economico. La robusta custodia ABS è progettata per resistere sul campo e in ambienti di laboratorio, pur essendo facile da pulire e protegge da perdite accidentali. Con una protezione di ShockProtect™ inclusa, la bilancia può gestire sovraccarichi eccessivi senza problemi. Completa con uno schermo per protezione da correnti d'aria rimovibile, adattatore AC, fessura di sicurezza integrale, le bilance CORE sono pronte a lavorare immediatamente una volta disimballate.

La più durevole bilancia compatta nella sua classe la Core è senza pari in valore



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Le bilance si possono accatastare in modo efficiente e sicuro per risparmiare spazio (Dimensioni del piatto solamente 120mm)
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- I doppi tasti di taratura facilitano l'uso sia con mano destra che sinistra
- La fessura di sicurezza per il sistema di blocco di tipo Kensington e cavo per aiutare a prevenire furti sono opzionali
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La costruzione robusta è resistente ad uso industriale
- Lo ShockProtect® a tre punti consente di evitare danni di sovraccarico ai componenti interni
- Gancio incluso per pesare sotto la bilancia
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)

Applicazioni

- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacità	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Precisione	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Ripetibilità (S.D.)	0.02g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Linearità (+/-)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	0.2g	1g
Dimensione piatto	120xmm						
Unità di misura	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tLT						
Tempo di stabilizzazione (sec)	2						
Calibratura	Calibratura esterna						
Display	LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti						
Alimentazione	Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 x batterie AA						
Temperatura di esercizio	0° a 40°C						
Custodia	ABS plastica						
Schermo di protezione	Rotondo				N/A		
Dimensioni totali	171x250x80mm (lpxh)						
Peso netto	0.9kg						

Accessori

Numero dell'unità' Descrizione

308002042	Cassetta di trasporto per CQT/HCB
308232033	Coperchio protettivo per CQT
308232036	Coperchio protettivo per CQT (Confezione da 5)
308232037	Coperchio protettivo per CQT (Confezione da 10)
700100046	Serratura e cavo Kensington [®]
700660290	Certificato di calibratura
700100035	M1 Serie di pesi di calibratura da 1g a100g
700100071	M1 Serie di pesi di calibratura da 1g a 2kg
700100072	M1 Peso di calibratura da 200g
700100060	M1 Peso di calibratura da 500g
700100029	M1 Peso di calibratura da 1kg
700100030	M1 Peso di calibratura da 2kg
700100012	F1 Peso di calibratura da 200g

Accessori principali



Serratura e cavo Kensington[®]

La serratura di sicurezza e il cavo si inseriscono nell'anello sulle bilance e passano attorno a un oggetto per assicurare che la vostra bilancia rimanga in posizione. Il cavo flessibile in acciaio è difficile da tagliare e la serratura a combinazione consente agli utenti di scegliere un numero di combinazione per una maggiore sicurezza.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Cassetta di trasporto

La cassetta per trasporto costruita solidamente con angoli in acciaio inossidabile contiene imbottitura morbida in schiuma per proteggere la bilancia. Una tracolla è inclusa e cassetta con chiusura.

Fornito da



Die Core-Serie von Adam Equipment ist die beste Wahl bezüglich einfacher Handhabung und Wirtschaftlichkeit. Das robuste ABS-Gehäuse trotz Außen- und Laborumgebungen. Es ist leicht zu reinigen und schützt vor versehentlichen Spritzern. Durch den eingebauten ShockProtect™-Schutz kann Ihre Waage problemlos große Überlastung überstehen. Die Core werden komplett mit Windschutz, Netzadapter, sowie integriertem Sicherungsschlitz geliefert.

Unglaublich robust, unschlagbar preisgünstig



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Duale Taratasten für links- und rechtshändige Bedienung
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Kapazität	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Ablesbarkeit	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Größe Wägeplatte	120mm ø				145mm ø		
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T						
Stabilisierungszeit (sec)	2						
Kalibrierung	Extern						
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 18mm Ziffernhöhe						
Stromversorgung	12VAC 50/60Hz 150mA adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt.)						
Betriebstemperatur	0° bis 40°C						
Gehäuse	ABS Kunststoff						
Windschutz	Rund 130mm ø x 90mm				k.A.		
Gesamtabmessungen	171x250x80mm (BxTxH)						
Nettogewicht	0.9kg						

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
308002042	Hartschalentragekoffer mit Schloss
308232033	Arbeitsschutzhaube
308232036	Arbeitsschutzhaube (5)
308232037	Arbeitsschutzhaube (10)
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington
700660290	Adam Kalibrierschein
700100035	M1 1g - 100g Gewichtssatz
700100071	M1 1g - 2kg Gewichtssatz
700100072	M1 200g Kalibriergewicht
700100060	M1 500g Kalibriergewicht
700100029	M1 1kg Kalibriergewicht
700100030	M1 2kg Kalibriergewicht
700100012	F1 200g Kalibriergewicht

Nützliches Zubehör



Schloss und Kabel Typ Kensington
Das Sicherheitsschloss passt in den an den Waagen eingebauten Befestigungsschlitz. Das zugehörige Kabel kann um ein festes Objekt geschlungen werden, um so Ihre Waage an Ort und Stelle zu sichern. Das flexible Stahlseil ist schwer zu zerschneiden, und das Kombinationsschloss bietet zusätzliche Sicherheit.



Arbeitsschutzhaube
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



Hartschalentragekoffer mit Schloss
Leichte, kratzeste und robuste Tragekoffer mit edelstahlverstärkten Ecken und hochwertiger Schaumstoffpolsterung. Ideal zum sicheren Transport Ihrer Waage. Ein Schultergurt ist inbegriffen. Der Transportkoffer ist außerdem abschließbar.

Bestellen