

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador Vórtex, con control de velocidad, V05**

Descripción : Regulación electrónica de velocidad entre 0 y 2500 rpm. Dos modos de funcionamiento: continuo o intermitente por presión sobre el cabezal. Diferentes aplicaciones gracias a la variedad de cabezales intercambiables (opcionales). Soporte estándar para tubos de $\varnothing < 30$ mm, VORX-A03-001, incluido con el equipo. Opcional: adaptadores y plataforma antideslizante para tubos (requieren el soporte VORX-A04-001, no incluido). Dimensiones exteriores (h x \varnothing x w): 130 x 160 x 127 mm. Gran estabilidad gracias a las ventosas en su base que evitan que el vórtex se mueva. 220-230 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|--------------|--|-------------------|
| VORX-005-001 | agitador Vórtex LBX V05 | 1 |
| VORX-A03-001 | soporte estándar para tubos de \varnothing inferior a 30 mm | 1 |
| VORX-A04-001 | soporte de fijación universal para los adaptadores de tubos o la plataforma antideslizante (\varnothing 100 mm) | 1 |
| VORX-A06-001 | varilla de presión (se emplea con los adaptadores de tubos) | 1 |
| VORX-A07-001 | pie ventosa con tornillo de recambio | 1 |
| VORX-A41-001 | adaptador para 48 tubos de \varnothing 6 mm | 1 |
| VORX-A51-001 | adaptador para 15 tubos de \varnothing 10 mm | 1 |
| VORX-A61-001 | adaptador para 12 tubos de \varnothing 12 mm | 1 |
| VORX-A71-001 | adaptador para 8 tubos de \varnothing 16 mm | 1 |
| VORX-A81-001 | adaptador para 8 tubos de \varnothing 20 mm | 1 |
| VORX-A05-001 | plataforma antideslizante para tubos ($\varnothing < 99$ mm) | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Vortex stirrer, with speed control, V05**

Description : Electronic adjustment of speed between 0 and 2500 rpm. Two function mode: continuous operation or short-time operation by pressure over the head. Different applications thanks to the adapters (optional). Standard top for $\varnothing < 30$ mm tubes and small vessels, VORX-A03-001, delivered with the stirrer. Optional: adapters and non-slip platform for tubes (they require the VORX-A04-001 support, not included). External dimensions (h x \varnothing x w): 130 x 160 x 127 mm. High stability due to the specially designed vacuum suction feet, preventing the unit to move. 200-230 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|--------------|--|----------|
| VORX-005-001 | vortex stirrer LBX V05 series | 1 |
| VORX-A03-001 | standard holder for tubes under $\varnothing 30$ mm | 1 |
| VORX-A04-001 | universal top plate for tubes adaptators or non-slip platform $\varnothing 100$ mm | 1 |
| VORX-A06-001 | tension rod (to be used with tube adaptors) | 1 |
| VORX-A07-001 | rubber vacuum suction foot with screw | 1 |
| VORX-A41-001 | adapters for 48 test tubes, $\varnothing 6$ mm | 1 |
| VORX-A51-001 | adapters for 15 test tubes, $\varnothing 10$ mm | 1 |
| VORX-A61-001 | adapters for 12 test tubes, $\varnothing 12$ mm | 1 |
| VORX-A71-001 | adapters for 8 test tubes, $\varnothing 16$ mm | 1 |
| VORX-A81-001 | adapters for 8 test tubes, $\varnothing 20$ mm | 1 |
| VORX-A05-001 | non-slip platform pad for tubes ($\varnothing < 99$ mm) | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur Vortex, avec contrôle de vitesse, V05

Description : Régulation électronique de la vitesse entre 0 et 2500 rpm. Deux modes de fonctionnement : continu ou intermittent par pression sur tête. Pour différentes applications grâce aux adaptateurs interchangeables (en option). Inclut support standard pour tubes de $\varnothing < 30$ mm (ref. VORX-A03-001). Optionnel : adaptateurs et plateforme antidérapante pour tubes (nécessite le support VORX-A04-001, non inclus). Dimensions extérieures (h x \varnothing x l) : 130 x 160 x 127 mm. Grande stabilité grâce aux ventouses sur la base. 200-230 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|--------------|--|-----------------|
| VORX-005-001 | agitateur Vortex LBX V05 | 1 |
| VORX-A03-001 | support standard pour tubes de \varnothing inférieur à 30 mm | 1 |
| VORX-A04-001 | support de fixation universel à utiliser avec adaptateurs pour tubes ou plateforme antidérapante (\varnothing) | 1 |
| VORX-A06-001 | tige de pression à utiliser avec adaptateurs pour tubes | 1 |
| VORX-A07-001 | ped ventouse en caoutchouc avec vis de rechange | 1 |
| VORX-A41-001 | adaptateurs pour 48 tubes de \varnothing 6 mm | 1 |
| VORX-A51-001 | adaptateurs pour 15 tubes de \varnothing 10 mm | 1 |
| VORX-A61-001 | adaptateurs pour 12 tubes de \varnothing 12 mm | 1 |
| VORX-A71-001 | adaptateurs pour 8 tubes de \varnothing 16 mm | 1 |
| VORX-A81-001 | adaptateurs pour 8 tubes de \varnothing 20 mm | 1 |
| VORX-A05-001 | plateforme antidérapante pour tube ($\varnothing < 99$ mm) | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore Vortex, con controllo della velocità, V05

Descrizione : Regolazione elettronica della velocità da 0 a 2500 rpm. Due modalità di funzionamento: continuo o "touch" per semplice pressione. Sono possibili numerose applicazioni grazie alla varietà di adattatori intercambiabili (opzionali). Supporto standard per provette con $\varnothing < 30$ mm, VORX-A03-001, compreso con il dispositivo. Opzionale: adattatori e tappetino antiscivolo per provette (richiedono il supporto VORX-A04-001, non incluso). Dimensioni esterne (h x \varnothing x l): 130 x 160 x 127 mm. Grande stabilità grazie alle ventose poste alla base che impediscono all'agitatore di muoversi. 220-230 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|--------------|---|----------------|
| VORX-005-001 | agitatore Vortex LBX V05 | 1 |
| VORX-A03-001 | supporto standard per tubi con \varnothing inferiore a 30 mm | 1 |
| VORX-A04-001 | supporto di fissaggio universale per gli adattatori per provette o per il tappetino antiscivolo ($\varnothing 100$ mm) | 1 |
| VORX-A06-001 | tirante (si utilizza con gli adattatori per provette) | 1 |
| VORX-A07-001 | piegino a ventosa con vite di ricambio | 1 |
| VORX-A41-001 | adattatore per 48 provette da $\varnothing 6$ mm | 1 |
| VORX-A51-001 | adattatore per 15 provette da $\varnothing 10$ mm | 1 |
| VORX-A61-001 | adattatore per 12 provette da $\varnothing 12$ mm | 1 |
| VORX-A71-001 | adattatore per 8 provette da $\varnothing 16$ mm | 1 |
| VORX-A81-001 | adattatore per 8 provette da $\varnothing 20$ mm | 1 |
| VORX-A05-001 | tappetino antiscivolo per provette ($\varnothing < 99$ mm) | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schudder Vortex V05, met snelheidsregeling

Beschrijving : Elektronische snelheidsregeling tussen 0 en 2500 rpm. Twee bedrijfsmodi: continue of intermitterend middels druk op de kop. Verschillende toepassingen dankzij de verscheidenheid aan verwisselbare koppen (optioneel). Standaardhouder voor buisjes met $\varnothing < 30$ mm, VORX-A03-001, meegeleverd met de set. Optioneel: adapter en antislipplateau voor buisjes (vereist universele bevestiging VORX-A04-001, niet inbegrepen). Externe afmetingen (h x \varnothing x b): 130 x 160 x 127 mm. Grote stabiliteit dankzij de zuignappen op de basis die voorkomen dat de vortex zich verplaatst. 220-230 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|--------------|--|----------------|
| VORX-005-001 | schudder Vortex LBX V05 | 1 |
| VORX-A03-001 | standaardhouder voor buizen met \varnothing kleiner dan 30 mm | 1 |
| VORX-A04-001 | universele bevestigingsbeugel voor buisadapters of antislipplateau (\varnothing 100 mm) | 1 |
| VORX-A06-001 | greepstang (gebruikt met buisadapters) | 1 |
| VORX-A07-001 | reservezuignapbasis met schroef | 1 |
| VORX-A41-001 | adapter voor 48 buizen van \varnothing 6 mm | 1 |
| VORX-A51-001 | adapter voor 15 buizen van \varnothing 10 mm | 1 |
| VORX-A61-001 | adapter voor 12 buizen van \varnothing 12 mm | 1 |
| VORX-A71-001 | adapter voor 8 buizen van \varnothing 16 mm | 1 |
| VORX-A81-001 | adapter voor 8 buizen van \varnothing 20 mm | 1 |
| VORX-A05-001 | antislipplateau voor buizen ($\varnothing < 99$ mm) | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vortexmischer, mit Drehzahlkontrolle, V05

Beschreibung : Elektronische Drehzahlregulierung zwischen 0 und 2500 min⁻¹. Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb durch Druck auf das Kopfteil. Verschiedene Anwendungen dank der unterschiedlichen, austauschbaren Aufsätze (optional). Standardaufsatz für Röhrchen mit Ø <30 mm, VORX-003-001, im Gerät inbegriffen. Optional: Adapter und rutschfeste Plattformen für Röhrchen (benötigt Universalaufsatz VORX-A04-001, nicht inbegriffen). Außenmaße (H x Ø x W): 130 x 160 x 127 mm. Hohe Stabilität dank der Saugfüße am Boden, die verhindern, dass sich der Vortexmischer bewegt. 220-230 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--|-----------------------|
| VORX-005-001 | Vortexmischer, LBX, V05 | 1 |
| VORX-A03-001 | Standardaufsatz für Röhrchen mit Ø unter 30 mm | 1 |
| VORX-A04-001 | Universalaufsatz für Reagenzglaseinsätze oder rutschfeste Plattform (Ø 100 mm) | 1 |
| VORX-A06-001 | Druckstab (wird mit den Reagenzglaseinsätzen verwendet) | 1 |
| VORX-A07-001 | Ersatz-Saugfuß mit Schraube | 1 |
| VORX-A41-001 | Reagenzglaseinsatz für 48 Reagenzgläser mit Ø 6 mm | 1 |
| VORX-A51-001 | Reagenzglaseinsatz für 15 Reagenzgläser mit Ø 10 mm | 1 |
| VORX-A61-001 | Reagenzglaseinsatz für 12 Reagenzgläser mit Ø 12 mm | 1 |
| VORX-A71-001 | Reagenzglaseinsatz für 8 Reagenzgläser mit Ø 16 mm | 1 |
| VORX-A81-001 | Reagenzglaseinsatz für 8 Reagenzgläser mit Ø 20 mm | 1 |
| VORX-A05-001 | rutschfeste Plattform für Tubes (Ø < 99 mm) | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| VORX-005-001 | 9,177 | 2,435 | 84798200 | 08434868052550 |
| VORX-A03-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052581 |
| VORX-A04-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052598 |
| VORX-A06-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052611 |
| VORX-A07-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052628 |
| VORX-A41-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052635 |
| VORX-A51-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052642 |
| VORX-A61-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052659 |
| VORX-A71-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052666 |
| VORX-A81-001 | 0,01 | 0,5 | 84798200 | 08434868052673 |
| VORX-A05-001 | 0,01 | 0,8 | 84798200 | 08434868052604 |

PRODUKTFOTO

