

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador rotatorio, RR80**

Descripción : Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Diseño compacto que ahorra espacio y encaja fácilmente en una incubadora. Control de la velocidad regulable entre 0 y 80 rpm. Ángulo de trabajo fijo a 90°. Modo de funcionamiento continuo. Incluye clips de plástico para sujetar tubos de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml (12 clips de cada tamaño). Dimensiones externas (L x A x H): 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MIXS-005-001	agitador rotatorio LBX RR80	1
MIXS-A15-012	clips para sujetar microtubos de centrifuga de 1,5 ml	12
MIXS-A25-012	clips para sujetar tubos de centrifuga de 15 ml	12
MIXS-A35-012	clips para sujetar tubos de centrifuga de 50 ml	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Rotator stirrer, RR80

Description : Provides smooth but effective motion to reach a homogeneous mixture. Compact space-saving design fits easily in the incubator. Control speed regulation between 0 and 80 rpm. Fix mixing angle: 90°. Continuous operation type. Includes plastic clips for fixing 1,5 ml, 15 ml and 50 ml tubes (12 clips of each size). External dimensions (L x W x H): 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MIXS-005-001	rotator stirrer LBX RR80 series	1
MIXS-A15-012	plastic clips for fixing 1.5 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A25-012	plastic clips for fixing 15 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A35-012	plastic clips for fixing 50 ml centrifuge tubes	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur rotatif, RR80

Description : Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Design compact qui permet un gain de place et un rangement facile dans un incubateur. Contrôle de la vitesse, réglable entre 0 et 80 rpm. Angle de travail fixe de 90°. Fonctionnement continu. Inclut clips en plastique pour fixer les tubes de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml (12 clips de chaque taille). Dimensions extérieures (L x l x H) : 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans




Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MIXS-005-001	agitateur rotatif LBX RR80	1
MIXS-A15-012	clips pour fixer microtubes à centrifuger de 1.5 ml	12
MIXS-A25-012	clips pour fixer tubes à centrifuger de 15 ml	12
MIXS-A35-012	clips pour fixer tubes à centrifuger de 50 ml	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore rotante, RR80

Descrizione : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Design compatto che consente di risparmiare spazio e inserire facilmente l'apparecchio in incubatrice. Controllo della velocità regolabile da 0 a 80 rpm. Angolo di rotazione fisso a 90°. Modalità di funzionamento continuo. Include clip in plastica per fissare tubi da 1,5 ml, 15 ml e 50 ml (12 clip per ogni dimensione). Dimensioni esterne (L x h x l): 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MIXS-005-001	agitatore rotativo LBX RR80	1
MIXS-A15-012	Clip per microprovette per centrifuga da 1,5 ml	12
MIXS-A25-012	Clip per tenere provette per centrifuga da 15 ml	12
MIXS-A35-012	Clip per tenere provette per centrifuga da 50 ml	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Roterende schudder, RR80

Beschrijving : Zorgt voor een soepele maar effectieve beweging om eenhomogeen mengsel te verkrijgen. Compact, ruimtebesparend ontwerp past gemakkelijk in een incubator. Instelbare snelheidsregeling tussen 0 en 80 rpm. Vaste werkhoek op 90°. Continue bedrijfsmodus. Inclusief kunststof clips voor buisjes van 1,5 ml, 15 ml en 50 ml (12 clips van elke maat). Externe afmetingen (L x B x H): 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MIXS-005-001	roterende schudder LBX RR80	1
MIXS-A15-012	clips voor microcentrifugebuisen van 1,5 ml	12
MIXS-A25-012	clips voor centrifugebuisen van 15 ml	12
MIXS-A35-012	clips voor centrifugebuisen van 50 ml	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rotator, RR80

Beschreibung : Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Kompaktes, platzsparendes Design, passt problemlos in einen Inkubator. Drehzahlkontrolle, regulierbar zwischen 0 und 80 min-1. Fixer Winkel von 90°. Dauerbetriebsmodus. Mit Plastikclips zum Fixieren von 1,5 ml, 15 ml y 50 ml Röhrchen (zwölf Clips pro Größe). Außenmaße (L x B x H): 150 x 530 x 190 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MIXS-005-001	Rotator, LBX, RR80	1
MIXS-A15-012	Clips zum Befestigen von 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen	12
MIXS-A25-012	Clips zum Befestigen von 15 ml Zentrifugenröhrchen	12
MIXS-A35-012	Clips zum Befestigen von 50 ml Zentrifugenröhrchen	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-005-001	48	3	84798200	08434868030794
MIXS-A15-012	0,5	0,5	84798200	08434868030848
MIXS-A25-012	0,5	0,5	84798200	08434868030893
MIXS-A35-012	0,5	0,5	84798200	08434868030947

