

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador rotativo tipo carrusel, RD80**

Descripción : Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Rotor con diseño tipo "carrusel". Diseño compacto que ahorra espacio y encaja fácilmente en una incubadora. Control de la velocidad regulable entre 0 y 80 rpm. Ángulo de trabajo fijo a 90°. Modo de funcionamiento continuo. Incluye clips de plástico para sujetar tubos de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml (12 clips de cada tamaño). Dimensiones externas (L x A x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	Accesorios y recambios	descripción	unidades por ref.
MIXS-006-001		agitador rotativo tipo carrusel LBX RD80	1
MIXS-A16-012		clips para sujetar microtubos de centrífuga de 1,5 ml	12
MIXS-A26-012		clips para sujetar tubos de centrífuga de 15 ml	12
MIXS-A36-012		clips para sujetar tubos de centrífuga de 50 ml	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Rotator stirrer with carousel type design, RD80**

Description : It provides smooth motion but effective to obtain a homogeneous mixture. The rotator comes with a carousel type design. Compact space-saving design fits easily in the incubator. Control speed regulation between 0 and 80 rpm. Fix mixing angle: 90°. Continuous operation type. Includes plastic clips for fixing 1,5 ml, 15 ml and 50 ml tubes (12 clips of each size). External dimensions (L x W x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	Accessories and spare parts	description	pcs/pack
MIXS-006-001		rotator stirrer with carousel type design LBX RD80 series	1
MIXS-A16-012		plastic clips for fixing 1.5 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A26-012		plastic clips for fixing 15 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A36-012		plastic clips for fixing 50 ml centrifuge tubes	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur rotatif type carrousel, RD80

Description : Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Rotor avec design type « carrousel ». Design compact qui permet un gain de place et un rangement facile dans un incubateur. Contrôle de la vitesse, réglable entre 0 et 80 rpm. Angle de travail fixe de 90°. Fonctionnement continu. Inclut clips en plastique pour fixer les tubes de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml (12 clips de chaque taille). Dimensions extérieures (L x l x H) : 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans




Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Accessoires et pièces de rechange	description	unités par ref.
MIXS-006-001		agitateur rotatif type carrousel LBX RD80	1
MIXS-A16-012		clips pour fixer microtubes à centrifuger de 1.5 ml	12
MIXS-A26-012		clips pour fixer tubes à centrifuger de 15 ml	12
MIXS-A36-012		clips pour fixer tubes à centrifuger de 50 ml	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore rotante tipo carosello, RD80

Descrizione : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Rotore con design di tipo "carosello". Design compatto che consente di risparmiare spazio e inserire facilmente l'apparecchio in incubatrice. Controllo della velocità regolabile da 0 a 80 rpm. Angolo di rotazione fisso a 90°. Modalità di funzionamento continuo. Include clip in plastica per fissare tubi da 1,5 ml, 15 ml e 50 ml (12 clip per ogni dimensione). Dimensioni esterne (L x h x l): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni




Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MIXS-006-001	Agitatore rotante tipo carosello, LBX RD80	1
MIXS-A16-012	clips per agganciare microprovette per centrifuga da 1,5 ml	12
MIXS-A26-012	clips per agganciare provette per centrifuga da 15 ml	12
MIXS-A36-012	clips per agganciare provette per centrifuga da 50 ml	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Roterende schudder type carrousel, RD80

Beschrijving : Zorgt voor een soepele maar effectieve beweging om eenhomogeen mengsel te verkrijgen. Rotor met ontwerp van het type "carrousel". Compact, ruimtebesparend ontwerp past gemakkelijk in een incubator. Instelbare snelheidsregeling tussen 0 en 80 rpm. Vaste werkhoeek op 90°. Continue bedrijfsmodus. Inclusief kunststof clips voor buisjes van 1,5 ml, 15 ml en 50 ml (12 clips van elke maat). Externe afmetingen (L x B x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Accessoires en reserveonderdelen	beschrijving	stuks per ref.
MIXS-006-001		roterende schudder type carrousel LBX RD80	1
MIXS-A16-012		clips voor microcentrifugebuisen van 1,5 ml	12
MIXS-A26-012		clips voor centrifugebuisen van 15 ml	12
MIXS-A36-012		clips voor centrifugebuisen van 50 ml	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954






ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rotator, Typ Karussell, RD80

Beschreibung : Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Rotator mit „Karussell“-Design. Kompaktes, platzsparendes Design, passt problemlos in einen Inkubator. Drehzahlkontrolle, regulierbar zwischen 0 und 80 min⁻¹. Fixer Winkel von 90°. Dauerbetriebsmodus. Mit Plastikclips zum Fixieren von 1,5 ml, 15 ml und 50 ml Röhren (zwölf Clips pro Größe). Außenmaße (L x B x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

 Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Zubehör und Ersatzteile	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MIXS-006-001		Rotator, Typ Karussell, LBX, RD80	1
MIXS-A16-012		Clips zum Befestigen von 1,5 ml Mikrozentrifugenröhren	12
MIXS-A26-012		Clips zum Befestigen von 15 ml Zentrifugenröhren	12
MIXS-A36-012		Clips zum Befestigen von 50 ml Zentrifugenröhren	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	50,4	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954

