

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Aceite de silicona para baños calefactores LABKEM LBSil 100****Descripción :** Estable al calor y resistente a temperaturas elevadas (-50 +200°C). Presenta gran estabilidad química, baja evaporación y poca variación de la viscosidad con la temperatura

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SOIL-100-1K0	LBSil 100, botella de 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	LBSil, garrafa de 5000 ml	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : LABKEM silicone oil for heating baths LBSil 100**

**Description :** Stable at heating and withstanding high temperatures (-50 +200°C). High chemical stability, low evaporation and low variation of viscosity with temperature

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SOIL-100-1K0	LBSil 100, bottle of 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	LBSil 100, bottle of 5000 ml	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Huile de silicone pour bain-marie LABKEM LBSil 100****Description :** Stable à la chaleur et résistante aux températures élevées (-50 +200°C). Présente une grande stabilité chimique, faible évaporation et faible variation de la viscosité avec la température

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SOIL-100-1K0	LBSil 100, bouteille de 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	LBSil 100, bouteille de 5000 ml	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Olio di silicone per bagni riscaldanti**Descrizione :** Stabile al calore e resistente alle alte temperature (-50 +200 °C). Presenta notevole stabilità chimica, bassa evaporazione e minima variazione della viscosità con la temperatura

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SOIL-100-1K0	LBSil 100, bottiglia da 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	LBSil, tanica da 5000 ml	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Siliconenolie voor her verwarmen van baden LABKEM LBSil 100****Beschrijving :** Hittestabiele siliconenolie bestand tegen hoge temperaturen (-50 +200 °C). Hoge chemische stabiliteit, lage verdamping en weinig variatie in viscositeit met temperatuur.**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
SOIL-100-1K0	LBSil 100, fles van 1000 ml	1
SOIL-100-5K0	LBSil, fles van 5000 ml	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Silikonöl für Heizbäder, LABKEM, LBSil 100****Beschreibung :** Hitzestabiles Silikonöl, beständig bei hohen Temperaturen (-50 bis +200 °C). Hohe chemische Stabilität, niedrige Verdunstung und geringe temperaturbedingte Schwankungen der Viskosität.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SOIL-100-1K0	LBSil 100, 1000 ml Flasche	1
SOIL-100-5K0	LBSil 100, 5000 ml Kanister	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOIL-100-1K0	1,062	1,062	34039900	08434868043527
SOIL-100-5K0	5,2	5,3	34039900	08434868043534

## PRODUKTFOTO

