

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Termómetro de varilla**Descripción :** Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio)

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	Ø(mm)	l (mm)	unidades por ref.
THER-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
THER-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
THER-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
THER-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
THER-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
THER-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
THER-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
THER-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
THER-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
THER-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
THER-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
THER-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
THER-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
THER-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
THER-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
THER-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
THER-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Thermometer**Description :** Chemical thermometers filled with colored liquid (without mercury)

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	Ø (mm)	l(mm)	pcs/pack
Ther-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
Ther-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
Ther-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
Ther-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
Ther-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
Ther-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
Ther-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
Ther-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
Ther-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
Ther-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
Ther-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
Ther-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
Ther-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
Ther-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
Ther-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
Ther-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
Ther-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
Ther-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
Ther-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
Ther-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
Ther-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
Ther-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
Ther-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
Ther-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Thermomètre en verre****Description :** Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure)

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	Ø (mm)	long. (mm)	unités par ref.
THER-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
THER-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
THER-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
THER-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
THER-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
THER-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
THER-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
THER-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
THER-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
THER-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
THER-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
THER-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
THER-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
THER-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
THER-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
THER-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
THER-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto :** Termometro ad asta**Descrizione :** Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio)

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	Ø(mm)	L (mm)	unità per ref.
THER-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
THER-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
THER-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
THER-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
THER-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
THER-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
THER-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
THER-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
THER-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
THER-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
THER-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
THER-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
THER-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
THER-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
THER-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
THER-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
THER-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Steelthermometer****Beschrijving :** Chemische thermometers waarvan de steel gevuld is met gekleurde vloeistof (kwikvrij)Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik	resolutie	Ø(mm)	l (mm)	stuks per ref.
THER-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
THER-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
THER-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
THER-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
THER-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
THER-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
THER-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
THER-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
THER-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
THER-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
THER-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
THER-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
THER-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
THER-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
THER-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
THER-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
THER-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Thermometer, in Stabform****Beschreibung :** Stabthermometer, gefüllt mit farbiger Flüssigkeit (quecksilberfrei).Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Ø(mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
THER-060-001	-10 60 °C	± 1 °C	6	250	1
THER-110-001	-10 110 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-150-001	-10 150 °C	± 1 °C	6	300	1
THER-200-001	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	1
THER-060-010	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	10
THER-110-010	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-150-010	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	10
THER-200-010	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	10
THER-060-050	-10 +60 °C	± 1 °C	6	250	50
THER-110-050	-10 +110 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-150-050	-10 +150 °C	± 1 °C	6	300	50
THER-200-050	-10 +200 °C	± 1 °C	6	305	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-060-001	0,05625	0,024	90251180	08434868047488
THER-110-001	0,0675	0,075	90251180	08434868047518
THER-150-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047549
THER-200-001	0,0675	0,028	90251180	08434868047570
THER-060-010	0,56	0,33	90251180	08434868047495
THER-110-010	0,675	0,75	90251180	08434868047525
THER-150-010	0,68	0,28	90251180	08434868047556
THER-200-010	0,68	0,28	90251180	08434868047587
THER-060-050	2,4	1,65	90251180	08434868047501
THER-110-050	6,8	7,5	90251180	08434868047532
THER-150-050	6,8	2,8	90251180	08434868047563
THER-200-050	6,8	2,8	90251180	08434868047594

