


INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Termómetro de varilla con funda****Descripción :** Termómetros de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio) protegidos dentro de una funda para evitar roturas en usos específicos como neveras o estufas**DATOS TÉCNICOS**

referencia	rango	resolución	l (mm)	tipo	unidades por ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	funda de acero (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	funda de acero (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	funda de plástico (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Thermometer with cover**Description :** Thermometers filled with colored liquid (without mercury) and protected inside a cover to avoid any breakage in freezers or oven**TECHNICAL DATA**

reference	range	readability	l(mm)	type	pcs/pack
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	stainless steel shielded (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	stainless steel shielded (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	plastic shielded (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Thermomètre en verre avec étui****Description :** Thermomètre en verre rempli de liquide coloré (sans mercure) protégé dans un étui pour éviter les cassures lors d'usage spécifique comme réfrigérateur ou étuve**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	gamme	résolution	long. (mm)	type	unités par ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	étui en acier inoxydable (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	étui en acier inoxydable (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	étui en plastique (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Termometro ad asta con astuccio****Descrizione :** Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio) protetto all'interno di un astuccio per evitare rotture in caso di utilizzo in frigoriferi o stufe**DATI TECNICI**

referenza	variabilità	risoluzione	L (mm)	tipo	unità per ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	custodia di acciaio (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	custodia di acciaio (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	custodia di plastica (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747


FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Staafthermometer met beschermhoes****Beschrijving :** Staafthermometer gevuld met gekleurde vloeistof (zonder kwik), beschermd door een hoesje om schade of breuk bij specifieke toepassingen zoals in koelkasten of ovens te voorkomen**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik	resolutie	l (mm)	type	stuks per ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	stalen hoes (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	stalen hoes (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	kunststof hoes (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Thermometer, in Stabform, mit Hülle****Beschreibung :** Stabthermometer, gefüllt mit farbiger Flüssigkeit (quecksilberfrei), geschützt durch eine Hülle, um Brüche bei bestimmten Anwendungen, etwa in Kühlschränken oder Öfen, zu verhindern.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	300	Stahlhülle (A)	1
THES-200-001	+80 +200 °C	±1 °C	300	Stahlhülle (A)	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	Plastikhülle (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,496	0,103	90251180	08434868047754
THES-200-001	0,496	0,103	90251180	08434868047761
THES-041-001	0,051	0,019	90251180	08434868047747

PRODUKTFOTO