

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Tiras indicadoras de pH con 4 almohadillas**

**Descripción :** Tiras de vinilo con 4 almohadillas indicadoras preparadas de forma que no destiñen ni colorean la solución a medir ni siquiera cuando ésta es altamente alcalina. La medición es más precisa que con el papel de pH convencional y el cambio de color se mantiene durante más tiempo. Presentadas en cajas de 100 tiras



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
STPH-311-001	pH 0,0 - pH 14,0 a intervalo de 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0 - pH 10,0 a intervalo de 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0 - pH 14 a intervalo de 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0 - pH 14,0 a intervalo de 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0 - pH 10,0 a intervalo de 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0 - pH 14 a intervalo de 0,5 pH	10

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665

# FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name : pH indicator strips with 4 pads**

**Description :** Strips made of vinyle with 4 indicator pads prepared with a non-bleed system, therefore the resultant colour change will remain far longer and readable until the pads are dry, even with a highly alkaline solution. These strips provide an accurate method of measuring the pH of a solution and produce high quality results each time. 100 strips per pack



Available in standard size and economy size

**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
STPH-311-001	pH 0.0 - pH 14.0, Interval: 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4.0 - pH 10.0, Interval: 0.5 pH	1
STPH-313-001	pH 7.0 - pH 14, Interval: 0.5 pH	1
STPH-311-010	pH 0.0 - pH 14.0, Interval: 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4.0 - pH 10.0, Interval: 0.5 pH	10
STPH-313-010	pH 7.0 - pH 14, Interval: 0.5 pH	10

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665

PRODUCT PHOTO



**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Bandelette indicatrice de pH avec quatre indicateurs**

**Description :** Bandelette de vinyle avec 4 indicateurs qui ne déteignent pas ou ne colorent pas la solution à mesurer, même dans le cas de solutions hautement alcalines. La mesure est plus précise qu'avec le papier pH conventionnel et le changement de couleur se fixe plus longtemps. Présentation en boîte de 100 bandelettes



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
STPH-311-001	pH 0,0- pH 14,0 à intervalle de 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0 - pH 10,0 à intervalle de 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0 - pH 14 à intervalle de 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0- pH 14,0 à intervalle de 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0 - pH 10,0 à intervalle de 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0 - pH 14 à intervalle de 0,5 pH	10

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665



**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Striscia indicatrice di pH con 4 tamponi**

**Descrizione** : Di vinile con 4 tamponi indicatori preparati in modo che non stingano né colorino la soluzione da testare, neanche quando quest'ultima è altamente alcalina. La misurazione risulta più precisa rispetto a quella con le cartine per pH tradizionali e la variazione del colore si mantiene più a lungo. Fornita in scatole da 100 strisce



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
STPH-311-001	pH 0,0-pH 14,0 a intervalli di 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0-pH 10,0 a intervalli di 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0-pH 14 a intervalli di 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0-pH 14,0 a intervalli di 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0-pH 10,0 a intervalli di 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0-pH 14 a intervalli di 0,5 pH	10

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : pH-indicatorstrips met 4 pads**

**Beschrijving** : Vinylstrips met 4 indicatorpads die zo zijn geprepareerd dat ze de te meten oplossing niet verkleuren of bevleken, zelfs niet als deze sterk alkalisch is. De meting is nauwkeuriger dan met conventioneel pH-testpapier en de kleurverandering blijft langer behouden. Gepresenteerd in doosjes van 100 strips



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
STPH-311-001	pH 0,0 - pH 14,0 met een interval van 1 pH	1
STPH-312-001	pH 4,0 - pH 10,0 met een interval van 0,5 pH	1
STPH-313-001	pH 7,0 - pH 14,0 met een interval van 0,5 pH	1
STPH-311-010	pH 0,0 - pH 14,0 met een interval van 1 pH	10
STPH-312-010	pH 4,0 - pH 10,0 met een interval van 0,5 pH	10
STPH-313-010	pH 7,0 - pH 14,0 met een interval van 0,5 pH	10

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : pH-Teststreifen mit 4 Indikatoren**

**Beschreibung** : Vinylstreifen mit vier Indikatoren, die die zu messende Lösung weder entfärben noch färben, selbst wenn diese stark alkalisch sind. Die Messung ist präziser als mit herkömmlichem pH-Testpapier und die Farbänderung bleibt länger erhalten. In Schachteln mit 100 Streifen.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
STPH-311-001	pH 0,0 - 14,0, Abstufungen von pH 1,0	1
STPH-312-001	pH 4,0 - 10,0, Abstufungen von pH 0,5	1
STPH-313-001	pH 7,0 - 14,0, Abstufungen von pH 0,5	1
STPH-311-010	pH 0,0 - 14,0, Abstufungen von pH 1,0	10
STPH-312-010	pH 4,0 - 10,0, Abstufungen von pH 0,5	10
STPH-313-010	pH 7,0 - 14,0, Abstufungen von pH 0,5	10

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPH-311-001	0,14	0,0335	38229000	
STPH-312-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-313-001	0,11	0,06	38229000	
STPH-311-010	1,4	0,6	38229000	18434868045641
STPH-312-010	1,4	0,6	38229000	18434868045658
STPH-313-010	1,4	0,6	38229000	18434868045665

