

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Cubeta para fluorimetría estándar (macro) con tapa de PTFE**Descripción :** Cubeta con 4 caras pulidas disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)**DATOS TÉCNICOS**

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol.	unidades por ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Standard (macro) fluorometer cuvette with PTFE lid**Description :** Cuvette with 4 polished faces available in quartz (LB Q) or optical glass (LB OG)**TECHNICAL DATA**

reference	composition	light path	internal width	vol.	pcs/pack
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Cuve fluorimétrique standard (macro) avec couvercle en PTFE****Description :** Cuve avec 4 faces polies, disponible en quartz (LB Q) ou en verre optique (LB OG)**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol.	unités par ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Cuvetta per fluorimetria (macro) standard con coperchio di PTFE****Descrizione :** Cuvetta con 4 facce lucidate disponibile in quarzo (LB Q) o in vetro ottico (LB OG)**DATI TECNICI**

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol.	unità per ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Standaard (macro) fluorometercuvette met PTFE-deksel****Beschrijving :** Cuvette met 4 gepolijste zijden verkrijgbaar in kwarts (LB Q) of in optisch glas (LB OG)**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	materiaal	lichtdoorlaatbaarheid d	breedte intern	vol.	stuks per ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Küvette für Spektrophotometer, Standard, Makro, mit PTFE-Deckel****Beschreibung :** Küvette mit vier polierten Seiten, aus Quarz (LB Q) oder optischem Glas (LB OG).**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	Breite innen	Vol.	Stückzahl pro Artikel
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,084	0,036	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,038	70171000	08434868029613

PRODUKTFOTO