

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tapa de recambio para desecador Basic Line

**Descripción :** Para desecadores Basic Line. Las tapas de los desecadores para vacío incluyen la llave de vidrio

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øexterior (mm)	Øinterior (mm)	tipo	unidades por ref.
DEL1-150-001	210	150	blanco	1
DEL1-200-001	269	218	para DE01-200-001	1
DEL1-250-001	306	247	para DE01-250-001	1
DEL1-300-001	366	303	para DE01-300-001	1
DEL2-150-001	210	150	para DE02-150-002	1
DEL2-200-001	269	218	para DE02-200-001	1
DEL2-250-001	306	247	para DE02-250-001	1
DEL2-300-001	366	303	para DE02-300-001	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Replacement lid for desiccator Basic Line**Description :** Spare parts for Basic Line desiccators. Lids for vacuum type desiccators include glass stopcock

## TECHNICAL DATA

reference	Øouter (mm)	Øinside (mm)	type	pcs/pack
DEL1-150-001	210	150	blanco	1
DEL1-200-001	269	218	for DE01-200-001 (Øext: 269 mm and Øint: 218 mm)	1
DEL1-250-001	306	247	for DE01-250-001 (Øext: 306 mm and Øint: 247 mm)	1
DEL1-300-001	366	303	for DE01-300-001 (Øext: 366 mm and Øint: 303 mm)	1
DEL2-150-001	210	150	for DE02-150-002	1
DEL2-200-001	269	218	for DE02-200-001 (Øext: 269 mm and Øint: 218 mm)	1
DEL2-250-001	306	247	for DE02-250-001 (Øext: 306 mm and Øint: 247 mm)	1
DEL2-300-001	366	303	for DE02-300-001 (Øext: 366 mm and Øint: 303 mm)	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Couvrete de recharge pour dessiccateur Basic Line****Description :** Pour dessiccateur Basic Line. Les couvercles des dessiccateurs à vide incluent la clef en verre.

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øextérieur (mm)	Øintérieur (mm)	type	unités par ref.
DEL1-150-001	210	150	blanco	1
DEL1-200-001	269	218	pour DE01-200-001 (Øext : 269 mm et Øint : 218 mm)	1
DEL1-250-001	306	247	pour DE01-250-001 (Øext : 306 mm et Øint : 247 mm)	1
DEL1-300-001	366	303	pour DE01-300-001 (Øext : 366 mm et Øint : 303 mm)	1
DEL2-150-001	210	150	pour DE02-150-002	1
DEL2-200-001	269	218	pour DE02-200-001 (Øext : 269 mm et Øint : 218 mm)	1
DEL2-250-001	306	247	pour DE02-250-001 (Øext : 306 mm et Øint : 247 mm)	1
DEL2-300-001	366	303	pour DE02-300-001 (Øext : 366 mm et Øint : 303 mm)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Coperchio di ricambio per essiccatore Basic Line.****Descrizione :** Per essiccatori Basic Line. I coperchi dell'essiccatore sotto vuoto includono un rubinetto di vetro

## DATI TECNICI

referenza	Øesterno (mm)	Øinterno (mm)	tipo	unità per ref.
DEL1-150-001	210	150	blanco	1
DEL1-200-001	269	218	per DE01-200-001	1
DEL1-250-001	306	247	per DE01-250-001	1
DEL1-300-001	366	303	per DE01-300-001	1
DEL2-150-001	210	150	per DE02-150-002	1
DEL2-200-001	269	218	per DE02-200-001	1
DEL2-250-001	306	247	per DE02-250-001	1
DEL2-300-001	366	303	per DE02-300-001	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Reservekap voor exsiccator Basic Line**Beschrijving** : Voor Basic Line-exsiccatoren. Dekfels van de vacuümexsiccatoren inclusief glazen stop**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	buitenØ (mm)	binnenØ (mm)	type	stuks per ref.
DEL1-150-001	210	150	wit	1
DEL1-200-001	269	218	Voor DE01-200-001	1
DEL1-250-001	306	247	Voor DE01-250-001	1
DEL1-300-001	366	303	Voor DE01-300-001	1
DEL2-150-001	210	150	wit	1
DEL2-200-001	269	218	Voor DE02-200-001	1
DEL2-250-001	306	247	Voor DE02-250-001	1
DEL2-300-001	366	303	Voor DE02-300-001	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Ersatzdeckel für Exsikkatoren Basic Line****Beschreibung :** Für Basic Line-Exsikkatoren. Die Deckel der Vakuum-Exsikkatoren verfügen über einen Glashahn.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øaußen (mm)	Øinnen (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
DEL1-150-001	210	150	weiß	1
DEL1-200-001	269	218	für DE01-200-001	1
DEL1-250-001	306	247	für DE01-250-001	1
DEL1-300-001	366	303	für DE01-300-001	1
DEL2-150-001	210	150	für DE02-150-002	1
DEL2-200-001	269	218	für DE02-200-001	1
DEL2-250-001	306	247	für DE02-250-001	1
DEL2-300-001	366	303	für DE02-300-001	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DEL1-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093164
DEL1-200-001	8,624	1,45	70179000	08434868017184
DEL1-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017191
DEL1-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017207
DEL2-150-001	7,579	0,9	70179000	08434868093171
DEL2-200-001	13,64	1,89	70179000	08434868017214
DEL2-250-001	15,12	2,04	70179000	08434868017221
DEL2-300-001	21,796875	2,68	70179000	08434868017238

