

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Filtros de membrana de Nylon, no estériles

**Descripción :** Membrana fabricada en Nylon 66 hidrofílico. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Ideal para análisis rutinarios. Alta resistencia térmica

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | Ø(mm) | poro (µm) | unidades por ref. |
|--------------|-------|-----------|-------------------|
| MFNY-247-200 | 47    | 0,22      | 200               |
| MFNY-447-200 | 47    | 0,45      | 200               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Nylon Membrane filters, non-sterile

**Description :** Membrane made of hydrophilic Nylon 66. Suitable for sample preparation in HPLC applications. Ideal for routine analysis. High thermal resistance

## TECHNICAL DATA

| reference    | Ø (mm) | pore (µm) | pcs/pack |
|--------------|--------|-----------|----------|
| MFNY-247-200 | 47     | 0,22      | 200      |
| MFNY-447-200 | 47     | 0,45      | 200      |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Filtre de membrane en Nylon, non stérile****Description :** Adéquat pour la préparation d'échantillons en application HLPC. Idéal pour les analyses de routine.  
Membrane fabriquée en Nylon 66 hydrophile

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | Ø (mm) | pore(µm) | unités par ref. |
|--------------|--------|----------|-----------------|
| MFNY-247-200 | 47     | 0,22     | 200             |
| MFNY-447-200 | 47     | 0,45     | 200             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Filtri a membrana in Nylon, non sterili****Descrizione :** Membrana fabbricata in nylon 66 idrofilo. Adatto per la preparazione di campioni in applicazioni di HPLC. Ideale per analisi di routine. Alta resistenza termica

## DATI TECNICI

| referenza    | Ø(mm) | poro (µm) | unità per ref. |
|--------------|-------|-----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 47    | 0,22      | 200            |
| MFNY-447-200 | 47    | 0,45      | 200            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Nylon membraanfilters, niet-steriel**Beschrijving** : Membraan gemaakt van hydrofiel nylon 66. Geschikt voor monstervoorbereiding in HPLC-toepassingen. Ideaal voor routineanalyse. Hoge thermische weerstand**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | Ø(mm) | porie (µm) | stuks per ref. |
|--------------|-------|------------|----------------|
| MFNY-247-200 | 47    | 0,22       | 200            |
| MFNY-447-200 | 47    | 0,45       | 200            |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Membranfilter aus Nylon, unsteril****Beschreibung :** Membranfilter aus hydrophilem Nylon 66. Geeignet für die Probenvorbereitung für die HPLC. Ideal für Routine-Analysen. Hohe Hitzebeständigkeit.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø(mm) | Porengröße (µm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-------|-----------------|-----------------------|
| MFNY-247-200  | 47    | 0,22            | 200                   |
| MFNY-447-200  | 47    | 0,45            | 200                   |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| MFNY-247-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030558 |
| MFNY-447-200 | 0,25    | 0,2 | 84212980 | 08434868030565 |

## PRODUKTFOTO

