

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja de PC congelable con tapa numerada para criotubos

Descripción : De policarbonato (PC). Color naranja. Pueden utilizarse desde -196 °C hasta 121 °C. Cuadrícula y numeración impresa en la tapa



Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
FBPC-N02-001	52	133	133	para 81 tubos hasta 2 ml (Ømáx: 12 mm)	1
FBPC-N04-001	82	133	133	para 81 tubos hasta 4 ml (Ømáx: 12 mm)	1
FBPC-N05-001	95	133	133	para 81 tubos hasta 5 ml (Ømáx: 12 mm)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polipropileno PP – Policarbonato PC

GENERAL INFORMATION

Product name : PC freezer storage boxes for cryotubes with numeric graduation on lid

Description : Made of Polycarbonate (PC). Orange color. Withstands temperatures from -196 °C up to 120 °C. Printed grid on the lid



Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
FBPC-N02-001	52	133	133	for 81 tubes up to 2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBPC-N04-001	82	133	133	for 81 tubes up to 4 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBPC-N05-001	95	133	133	for 81 tubes up to 5 ml (Ømax. 12 mm)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polypropylene PP – Polycarbonate PC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cryoboîte congelable en PC, avec couvercle numéroté**Description :** En polycarbonate (PC). Couleur orange. Pour travailler à des températures de -196 °C à 120 °C. Grille et numérotation imprimées sur le couvercle

Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
FBPC-N02-001	52	133	133	pour 81 tubes jusqu'à 2 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBPC-N04-001	82	133	133	pour 81 tubes jusqu'à 4 ml (Ømax. 12 mm)	1
FBPC-N05-001	95	133	133	pour 81 tubes jusqu'à 5 ml (Ømax. 12 mm)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polypropylène PP - Polycarbonate PC

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Custodia in PC congelabile con tappo numerato per criotubi.

Descrizione : In Policarbonato (PC). Colore arancione. Può essere usata da -196 °C a 121 °C. Griglia e numerazione stampate sulla copertina



Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
FBPC-N02-001	52	133	133	per 81 criotubi fino a 2 ml (Ømax: 12 mm).	1
FBPC-N04-001	82	133	133	Per 81 criotubi fino a 4 ml (Ømax: 12 mm).	1
FBPC-N05-001	95	133	133	per 81 criotubi fino a 5 ml (Ømax: 12 mm).	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polipropilene PP - Policarbonato PC

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Invriesbare PC-doos met genummerd deksel voor cryobuizen**Beschrijving** : Vervaardigd van polycarbonaat (PC). Oranje. Temperatuurbestendigheid van -196 °C tot 121 °C.
Raster en nummering afgedrukt op het deksel

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
FBPC-N02-001	52	133	133	voor 81 buizen tot 2 1 ml (Ømax: 12 mm)	
FBPC-N04-001	82	133	133	voor 81 buizen tot 4 1 ml (Ømax: 12 mm)	
FBPC-N05-001	95	133	133	voor 81 buizen tot 5 1 ml (Ømax: 12 mm)	

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polypropyleen PP – Polycarbonaat PC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Gefrierbox aus PC mit nummeriertem Deckel für Kryoröhrchen**Beschreibung :** Aus Polycarbonat (PC). Orangefarben. Arbeitstemperaturbereich von -196 °C bis 121° C. Raster und Nummerierung auf den Deckel aufgedruckt.

Autoklavierbar


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FBPC-N02-001	52	133	133	für 81 Röhrchen bis 1 2 ml (Ømax: 12mm)	
FBPC-N04-001	82	133	133	für 81 Röhrchen bis 1 4 ml (Ømax: 12mm)	
FBPC-N05-001	95	133	133	für 81 Röhrchen bis 1 5 ml (Ømax: 12mm)	

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBPC-N02-001	0,25	0,185	39231090	08434868021617
FBPC-N04-001	0,25	0,14	39231090	08434868021624
FBPC-N05-001	0,25	0,14	39231090	08434868021631

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polypropylen PP - Polycarbonat PC