

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Frasco DBO con tapón de vidrio tipo robótico**Descripción :** Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Disponibles sin numeración y con un campo blanco serigrafiado para rotulación o en series numeradas de 24 unidades

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
BODB-300-001	300 ml	sin numeración	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** BOD bottle with glass robotic stopper**Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). Available without numbering and with a white write-on patch for labeling or in numbered series of 24 units

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
BODB-300-001	300 ml	without numbering	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon DBO avec bouchon en verre de type robotique****Description :** Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Disponible sans numérotation et avec une zone blanche de marquage ou en séries numérotées de 24 unités

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
BODB-300-001	300 ml	sans numérotation	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Flacone BOD con tappo di vetro tipo robotico****Descrizione :** Prodotto in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Disponibile senza numerazione e con un campo serigrafato bianco per la scrittura o in serie numerate di 24 unità

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
BODB-300-001	300 ml	senza numerazione	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : DBO-fles met robuuste glazen dop****Beschrijving :** Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Beschikbaar in twee varianten; ongenummerd met wit gezeefdrukt veld voor etikettering of in genummerde series van 24 eenheden

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
BODB-300-001	300 ml	zonder nummering	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : BOD-Flasche, Stopfentyp Robotic****Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Erhältlich ohne Nummerierung und mit einem weißen Beschriftungsfeld oder in nummerierten Serien von je 24 Einheiten.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahlpro Artikel
BODB-300-001	300 ml	ohne Nummerierung	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BODB-300-001	1224	0,23	70172000	08434868010673

## PRODUKTFOTO

