

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mueble auxiliar de laboratorio con ruedas, un cajón y una puerta

Descripción : Color gris claro. Puerta derecha / izquierda. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados: - melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural. Cajón de melamina con guías y costados en chapa de acero recubiertas con protección antioxidante - acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida y cajonera con correderas sincronizadas de alta precisión y extracción total, cierre suave y silencioso Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 5-7 semanas

DATOS TÉCNICOS

referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	melamina	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	melamina	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	acero	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	acero	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Auxiliar laboratory cabinet with wheels, one drawer and one door

Description : Soft grey color. Right / left door. Hinges with 270° opening. Includes a height adjustable shelf. Four wheels at the base, two with brakes. Available in two versions: - made of melamine (19 mm thick). Fronts edged with aluminum (1 mm thick). Handles made of natural aluminum. Melamine drawer with guides and sides of sheet steel coated with antioxidant protection - built with cold-rolled galvanized sheet steel (1 mm thick), finished in thermo-hardened epoxy-polyester paint. Chest of drawer with synchronized slides of high precision and total extraction, soft and silent closing Delivered assembled with the handle inside the cabinet to avoid damage. Warranty 5 years. Delivery time: 4 weeks

TECHNICAL DATA

reference	height of work	dimensions (length x width x height)	type	pcs/pack
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	melamine	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	melamine	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	steel	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	steel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Meuble bas de laboratoire avec tiroir, porte et roulettes

Description : De couleur gris clair. Porte droite ou gauche. Charnières avec ouverture à 270°. Inclut : une tablette réglable en hauteur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Disponible en deux finitions : - en mélaminé de 19 mm d'épaisseur et façades bordées d'aluminium de 1 mm d'épaisseur. Poignée en aluminium naturel. Tiroir en mélamine avec guides et cotés en acier recouverts de protection antioxydante - en acier laminé à froid galvanisé de 1 mm d'épaisseur avec peinture époxy-polyester thermodurcissable. Tiroir avec glissement synchronisé de haute précision et extraction totale, fermeture amortie et silencieuse. Se livre monté avec les poignées à l'intérieur du meuble pour éviter tout dommage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	hauteur de travail	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	type	unités par ref.
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	mélaminé	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	mélaminé	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	acier	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	acier	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Armadio ausiliario da laboratorio con ruote, un cassetto e uno sportello

Descrizione : Colore grigio chiaro. Sportello destro/sinistro. Cerniere con apertura a 270°. Comprende una mensola regolabile in altezza. Quattro ruote alla base, due delle quali con freno. Disponibile in due modelli: -composto melaminico di 19 mm di spessore e frontali bordati in alluminio di 1 mm di spessore. Maniglie in alluminio naturale. Cassetto in melamina con base e fondo in lamiera di acciaio rivestita con protezione antiossidante -acciaio laminato a freddo galvanizzato di spessore 1 mm, finitura vernice epossidica-poliestere termoindurito e cassettiera con guide sincronizzate ad alta precisione ed estrazione totale, chiusura morbida e silenziosa. Viene fornito montato con la maniglia nella parte interna del mobile per evitare danni. Garanzia di 5 anni. Consegna: 4 settimane

DATI TECNICI

referenza	Altezza di lavoro	dimensioni (lunghezza x tipo larghezza x altezza)		unità per ref.
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	composto melaminico	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	composto melaminico	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	acciaio	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	acciaio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : laboratorium bijzetkast, met wielen, deurtje en la****Beschrijving :**

Lichtgrijs. Deur rechts/links. Scharnieren met 270° opening. Bevat een in hoogte verstelbare plank. Vier wielen aan de basis, waarvan twee vergrendelbaar. Verkrijgbaar in twee afwerkingen:

- 19 mm dikke melamine en 1 mm dikke gepolijste aluminium fronten. Handgrepen van aluminium. Melamine lade met geleiders en zijkanten in plaatstaal gecoat met antioxidantbescherming

- Gegalvaniseerd koud gelamineerd staal van 1 mm dik met thermisch uitgeharde epoxy-polyesterlak en la die volledig uittrekbaar is en en soepel en geruisloos sluit.

Wordt gemonteerd geleverd, met de handgrepen aan de binnenkant van het meubel om beschadiging te voorkomen. Garantie 5 jaar. Levering 5-7 weken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	werkhoogte	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	type	stuks per ref.
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	melamine	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	melamine	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	staal	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	staal	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Laborbeistellschrank, mit Rollen, Schublade und einer Tür

Beschreibung : Hellgrau. Tür rechts/links. Scharniere mit 270°-Öffnung. Mit höhenverstellbarem Boden. Vier Rollen, zwei feststellbar. In zwei Finishes verfügbar: - Melamin mit 19 mm Dicke und geschliffenen Fronten aus Aluminium mit 1 mm Dicke. Griff aus Aluminium. Schubladen aus Melamin, mit Schienen und Seiten aus Stahlblech mit antioxidativer Schutzbeschichtung. - Galvanisierter, kaltlaminiertes Stahl mit 1 mm Dicke und hitzegehärteter Epoxid-Polyester-Lackierung sowie Schubladen, die ein komplettes Ausziehen und ein sanftes und geräuschloses Schließen ermöglichen. Wird montiert geliefert, mit dem Griff auf der Innenseite des Möbelstücks, um Schäden zu vermeiden. Garantie 5 Jahre. Lieferzeit 5-7 Wochen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Arbeitshöhe	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Typ	Stückzahl pro Artikel
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	Melamin	1
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	Melamin	1
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	Stahl	1
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	Stahl	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-752-001	312	37	94036090	08434868027442
LABC-902-001	656	41	94036090	08434868027473
LABC-7B2-001	288	30	94031058	08434868080188
LABC-9B2-001	432	35,5	94031058	08434868080195

PRODUKTFOTO

