

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mueble auxiliar de laboratorio con ruedas y dos puertas

Descripción : Color gris claro. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados: - melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural - acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 5-7 semanas


DATOS TÉCNICOS

referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamina	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acero	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Auxiliar laboratory cabinet with wheels and two doors

Description : Soft grey color. Hinges with 270° opening. Includes a height adjustable shelf. Four wheels at the base, two with brake. Available in two versions: - made of melamine (19 mm thick). Fronts edged with aluminum (1 mm thick). Handles made of natural aluminum - built with cold-rolled galvanized sheet steel (1 mm thick), finished in thermo-hardened epoxy-polyester paint Delivered assembled with the handle inside the cabinet to avoid damage..
Warranty 5 years. Delivery time: 5-7 weeks


TECHNICAL DATA

reference	height of work	dimensions (length x width x height)	type	pcs/pack
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamine	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	steel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Meuble bas de laboratoire avec deux portes et roulettes

Description : De couleur gris clair. Charnières avec ouverture à 270°. Inclut : une tablette réglable en hauteur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Disponible en deux finitions : - en mélaminé de 19 mm d'épaisseur et façades bordées d'aluminium de 1 mm d'épaisseur. Poignée en aluminium naturel - en acier laminé à froid galvanisé de 1 mm d'épaisseur avec peinture époxy-polyester thermodurcissable. Se livre monté avec les poignées à l'intérieur du meuble pour éviter tout dommage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 5-7 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	hauteur de travail	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	type	unités par ref.
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	mélaminé	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acier	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Armadio ausiliario da laboratorio con ruote e due sportelli

Descrizione : Colore grigio chiaro. Cerniere con apertura a 270°. Comprende una mensola regolabile in altezza. Quattro ruote alla base, due delle quali con freno. Disponibile in due modelli: -composto melaminico di 19 mm di spessore e frontali bordati in alluminio di 1 mm di spessore. Maniglie in alluminio naturale -acciaio laminato a freddo galvanizzato di spessore 1 mm, finitura vernice epossidica-poliestere termoindurito Viene fornito montato con la maniglia nella parte interna del mobile per evitare danni. Garanzia di 5 anni. Consegna: 5-7 settimane

DATI TECNICI

referenza	Altezza di lavoro	dimensioni (lunghezza x tipo larghezza x altezza)		unità per ref.
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	composto melaminico	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acciaio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Laboratorium bijzetkast met wielen en twee deuren****Beschrijving :**

Lichtgrijs. Scharnieren met 270° opening. Bevat een in hoogte verstelbare plank. Vier wielen aan de basis, waarvan twee vergrendelbaar. Verkrijgbaar in twee afwerkingen:

- 19 mm dikke melamine en 1 mm dikke fronten van gepolijst aluminium. Aluminium handgrepen

- Gegalvaniseerd koud gelamineerd staal met een dikte van 1 mm en thermisch uitgeharde epoxy-polyesterlak.

Wordt gemonteerd geleverd, met de handgrepen aan de binnenkant van de kast om beschadiging te voorkomen.
Garantie 5 jaar. Levering 5-7 weken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	werkhoogte	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	type	stuks per ref.
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamine	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	staal	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Laborbeistellschrank, mit Rollen und zwei Türen**Beschreibung :**

Hellgrau. Scharniere mit 270°-Öffnung. Mit höhenverstellbarem Boden. Vier Rollen, zwei feststellbar. In zwei Finishes verfügbar:

- Melamin mit 19 mm Dicke und geschliffenen Fronten aus Aluminium mit 1 mm Dicke. Griff aus Aluminium.
- Galvanisierter, kaltlaminiertes Stahl mit 1 mm Dicke und hitzegehärteter Epoxid-Polyester-Lackierung.

Wird montiert geliefert, mit dem Griff auf der Innenseite des Möbelstücks, um Schäden zu vermeiden. Garantie 5 Jahre. Lieferzeit 5-7 Wochen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Arbeitshöhe	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Typ	Stückzahl pro Artikel
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	Melamin	1
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	Stahl	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-904-001	656	46	94036090	08434868027497
LABC-9B5-001	576	46	94031058	08434868080232

PRODUKTFOTO

