

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termómetro de varilla con certificado de precisión y trazabilidad, Alla France

Descripción : De varilla esmaltada amarilla. Líquido de relleno azul orgánico ecológicamente seguro (sin mercurio). Escala de impresión indeleble y resistente a los productos químicos. Anilla triangular para evitar que el termómetro ruede. Inmersión parcial (76 mm). El número de lote no está impreso en el termómetro. Vinculado a 3 cadenas de calibración: MRA/ILAC (COFRAC. DKD...), NIST y GOST

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	precisión	Ø(mm)	l (mm)	unidades por ref.
Ther-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
Ther-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
Ther-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
Ther-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
Ther-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
Ther-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Thermometer with precision and traceability certificate, Alla France

Description : Yellow enameled rod. Filled with blue coloured organic liquid (without mercury, ecologically safe). Indelible printing scale resistant to chemical products. Triangular ring to prevent the thermometer from rolling. Partial immersion at 76 mm. The batch number is not printed on the thermometer. Connected to the 3 following calibration channels: MRA/ILAC (COFRAC, DKD...), NIST and GOST

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	precision	Ø (mm)	l(mm)	pcs/pack
Ther-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
Ther-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
Ther-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
Ther-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
Ther-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
Ther-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Thermomètre avec certificat de précision et de traçabilité, Alla France

Description : Sur tige émaillée jaune. Remplissage au liquide bleu, organique et écologiquement sûr (sans mercure). Echelle de mesure indélébile, très résistante aux produits chimiques. Anneau triangulaire moulé dans le verre pour empêcher le thermomètre de rouler. Immersion partielle (trait et flèche à 76 mm). Le numéro de lot n'est pas imprimé sur le thermomètre. Raccordé aux 3 chaînes d'étalonnage suivantes : MRA/ILAC (COFRAC, DKD...), NIST et GOST

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	précision	Ø (mm)	long. (mm)	unités par ref.
Ther-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
Ther-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
Ther-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
Ther-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
Ther-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
Ther-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Termometro ad asta con certificato di precisione e tracciabilità

Descrizione : Con asta smaltata gialla. Liquido riempitivo blu organico ecologicamente sicuro (senza mercurio). Scala di immersione indelebile e resistente agli agenti chimici. Anello triangolare per impedire il rotolamento del termometro. Immersione parziale (76 mm). Il numero di lotto non è stampato sul termometro. Collegato a 3 scale di calibrazione: MRA / ILAC (COFRAC. DKD...), NIST e GOST

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	accuratezza	Ø(mm)	L (mm)	unità per ref.
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1297

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Staafthermometer met precisie- en traceerbaarheidscertificaat, Alla France

Beschrijving : Gele geëmailleerde staaf. Ecologisch veilige biologische blauwe vulvloeistof (kwikvrij). Onuitwisbare en chemisch bestendige maatverdeling. Driehoekige ring om te voorkomen dat de thermometer gaat rollen. Gedeeltelijke onderdompeling (76 mm). Gekoppeld aan 3 kalibratieketens: MRA/ILAC (COFRAC. DKD...), NIST y GOST

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	precisie	Ø(mm)	l (mm)	stuks per ref.
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Thermometer, in Stabform, mit Zertifikat, Alla France

Beschreibung : Gelber, glasierter Stab. Blaue, organische Füllflüssigkeit, ökologisch (quecksilberfrei). Nicht-verwischbare, aufgedruckte Skala, beständig gegen Chemikalien. Sicherheitsring, der verhindert, dass das Thermometer rollt. Mit Eintauchtiefe (76 mm). Die Chargennummer ist nicht auf dem Thermometer aufgedruckt. Drei Kalibrierketten: MRA/ILAC (COFRAC, DKD usw.), NIST und GOST.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Präzision	Ø(mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,075	90251180	08434868055070

PRODUKTFOTO

