

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo endurecido BRANCHIA, velocidad rápida

Descripción : Papel endurecido bajo en cenizas (30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 54

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNHF-070-100	70	discos	100
BNHF-090-100	90	discos	100
BNHF-110-100	110	discos	100
BNHF-125-100	125	discos	100
BNHF-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA hardened quantitative filter paper, high flow rate

Description : Hardened low ash paper (30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box).
Equivalence: Whatman 54

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNHF-070-100	70	disk	100
BNHF-090-100	90	disk	100
BNHF-110-100	110	disk	100
BNHF-125-100	125	disk	100
BNHF-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif durci BRANCHIA, filtration rapide**Description :** Papier durci à faible teneur en cendre (max 0,015%) pour les travaux quantitatifs qui ne sont pas critiques. Adéquat pour la rétention de précipités volumineux, tels que l'hydroxyde de fer et les sulfures métalliques. Grammage 90 g / m², épaisseur 200 µm, temps de filtration 10 s, rétention 20 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 54

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNHF-070-100	70	plat	100
BNHF-090-100	90	plat	100
BNHF-110-100	110	plat	100
BNHF-125-100	125	plat	100
BNHF-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa indurita BRANCHIA, velocità alta**Descrizione :** Carta indurita con basso contenuto di ceneri (30 kPa. Disponibile in dischi (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 54

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNHF-070-100	70	standard	100
BNHF-090-100	90	standard	100
BNHF-110-100	110	standard	100
BNHF-125-100	125	standard	100
BNHF-150-100	150	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : BRANCHIA verhard kwalitatief filterpapier, snel filtrerend**

Beschrijving : Asarm gehard papier (< 0,015%) voor niet-kritiek kwantitatief werk. De hoge filtratiesnelheid maakt het geschikt voor het vasthouden van volumineuze precipitaten, zoals ijzerhydroxide en metaalsulfiden, evenals voor het filteren van dichte, gelatineuze vloeistoffen. Gramgewicht 90 g/m², dikte 200 m, filtratietijd 10 s, retentie 20 µm, natte barststerkte >30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos).
Equivalent: Whatman 54

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BNHF-070-100	70	schijven	100
BNHF-090-100	90	schijven	100
BNHF-110-100	110	schijven	100
BNHF-125-100	125	schijven	100
BNHF-150-100	150	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, gehärtet, schnell filtrierend

Beschreibung : Gehärtetes Papier mit niedrigem Ascheanteil (<0,015 %) für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Durch die schnelle Filtrationsgeschwindigkeit geeignet für die Retention von voluminösen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und metallischen Sulfiden sowie zum Filtrieren von gallertartigen Flüssigkeiten und Flüssigkeiten hoher Dichte. Grammatur 90 g/m², Dicke 200 µm, Filtrationszeit 10 s, Retention 20 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 54.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BNHF-070-100	70	Rundfilter	100
BNHF-090-100	90	Rundfilter	100
BNHF-110-100	110	Rundfilter	100
BNHF-125-100	125	Rundfilter	100
BNHF-150-100	150	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062269
BNHF-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062276
BNHF-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062283

PRODUKTFOTO

