

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Bolsas de muestreo estériles gran formato**

**Descripción :** Bolsas con cierre fácil y lengüetas a prueba de pinchazos para protección contra posibles daños debido a punciones en los extremos de los alambres. Ideal para todo tipo de muestras tanto líquidas como sólidas de más de 1 kg. Libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Impresas y cierre con 2 alambres planos. Certificado de esterilidad disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Producto apto para uso alimentario



Libre de DNasa y RNasa

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | w   | l   | grosor (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-----|-----|-------------|-------------------|
| STLB-P5K-250 | 5500 ml   | 305 | 406 | 0,101       | 250               |
| STLB-P6K-250 | 6750 ml   | 305 | 457 | 0,101       | 250               |
| STLB-P8K-250 | 8000 ml   | 305 | 508 | 0,101       | 250               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Sterile sampling bags large format

**Description :** Easy-to-close bags with puncture-proof tabs for protection from possible damage due to wire-end punctures. Ideal for all types of both liquid and solid samples over 1kg. DNase, RNase and pyrogen free. Printed and closure with 2 flat wires. Sterility certificate available (to be downloaded free of charge [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Food-grade product



DNase and RNase free

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | w   | l   | thickness (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|-----|-----|----------------|----------|
| STLB-P5K-250 | 5500 ml  | 305 | 406 | 0,101          | 250      |
| STLB-P6K-250 | 6750 ml  | 305 | 457 | 0,101          | 250      |
| STLB-P8K-250 | 8000 ml  | 305 | 508 | 0,101          | 250      |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Sac d'échantillonnage stérile, grand format****Description :** Avec fermeture facile et languette anti-perforation pour éviter tout perçage du sac par les extrémités du fil. Idéal pour tous types d'échantillons liquides et solides de plus de 1kg. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Imprimé. Fermeture avec 2 fils plats. Certificat de stérilité disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

Apte à un usage alimentaire



Certifié sans DNase et RNase

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | larg. | long. | épaisseur (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|-------|-------|----------------|-----------------|
| STLB-P5K-250 | 5500 ml  | 305   | 406   | 0,101          | 250             |
| STLB-P6K-250 | 6750 ml  | 305   | 457   | 0,101          | 250             |
| STLB-P8K-250 | 8000 ml  | 305   | 508   | 0,101          | 250             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sacchetto per campionamento sterile, formato grande****Descrizione :** Sacchetto con chiusura facile e linguette a prova di foratura per protezione contro eventuali danni dovuti a fori alle estremità dei fili. Ideale per tutti i tipi di campioni sia liquidi che solidi di oltre 1 kg. Privo di Dnasa, Rnasa e pirogeni. Stampato e chiusura con 2 fili piatti. Certificato di sterilità disponibile scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

Adatto per uso alimentare



Certificati come prive di DNase e RNase

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | w   | l   | spessore (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-----|-----|---------------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 5500 ml  | 305 | 406 | 0,101         | 250            |
| STLB-P6K-250 | 6750 ml  | 305 | 457 | 0,101         | 250            |
| STLB-P8K-250 | 8000 ml  | 305 | 508 | 0,101         | 250            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Steriele monsterzakken, groot formaat**

**Beschrijving** : Gemakkelijk te sluiten zakken met lekvrije lipjes om te beschermen tegen mogelijke schade door doorboorde draaduiteinden. Ideaal voor alle soorten monsters, zowel vloeibaar als vast van meer dan 1 kg. Vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Bedrukt en gesloten met 2 platte draden. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Geschikt voor levensmiddelen



Vrij van DNase en RNase

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | b   | l   | dikte (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-----|-----|------------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 5500 ml    | 305 | 406 | 0,101      | 250            |
| STLB-P6K-250 | 6750 ml    | 305 | 457 | 0,101      | 250            |
| STLB-P8K-250 | 8000 ml    | 305 | 508 | 0,101      | 250            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenbeutel, steril, großes Volumen**

**Beschreibung :** Einfach zu verschließende Beutel mit Lasche, Durchstichfestigkeit zum Schutz vor möglichen Schäden durch die Drahtenden. Ideal für alle Arten von Proben, sowohl flüssige als auch feste, mit mehr als 1 kg Gewicht. DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Bedruckt und Verschluss mit zwei flachen Drähten. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Lebensmittelkontaktmaterial



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | B   | L   | Dicke (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|-----|-----|------------|-----------------------|
| STLB-P5K-250  | 5500 ml | 305 | 406 | 0,101      | 250                   |
| STLB-P6K-250  | 6750 ml | 305 | 457 | 0,101      | 250                   |
| STLB-P8K-250  | 8000 ml | 305 | 508 | 0,101      | 250                   |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| STLB-P5K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080683 |
| STLB-P6K-250 | 2       | 8   | 39232100 | 08434868080690 |
| STLB-P8K-250 | 2       | 9,1 | 39232100 | 08434868080706 |

## PRODUKTFOTO

