

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Guantes de examen desechables de látex, estéril

Descripción : Disponibles con polvo y sin polvo. Estéril por rayos gamma. Diseño anatómico. Puño con reborde, doblado hacia fuera. Indicados para procedimientos clínicos u hospitales. Gran sensibilidad al tacto. Certificados UNE 455 (1, 2, 3,4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420, UNE EN-16523



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLEL-P2X-050	estériles con polvo, talla 8,5	50
GLEL-0XS-050	estériles sin polvo, talla 6	50
GLEL-P2X-400	estériles con polvo, talla 8,5	8 x 50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Latex exam gloves, sterile

Description : Available in powdered or powder-free option, single use. Sterile by gamma rays. Anatomical design, flanged cuff, bent out. Indicated for clinical procedures or hospitals. Great sensitivity to touch. In compliance with UNE 455 (1, 2, 3,4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420, UNE EN-16523



Complies with the specifications defined in the European directive



Available in standard size and economy size



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLEL-P2X-050	sterile powdered, size 8,5	50
GLEL-0XS-050	sterile powder-free, size 6	50
GLEL-P2X-400	sterile powdered, size 8,5	8 x 50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Gant d'examen en latex, stérile

Description : Disponible avec ou sans poudre. Stérilisé par rayons gamma. Design anatomique. Manchette à bord roulé, doublé à l'extérieur. Indiqué pour les procédures cliniques ou les hôpitaux. Grande sensibilité au toucher. Conforme aux normes UNE 455 (1, 2, 3,4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420 et UNE EN-16523



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLEL-P2X-050	stérile, poudré, taille 8,5	50
GLEL-0XS-050	stérile, non poudré, taille 6	50
GLEL-P2X-400	stérile, poudré, taille 8,5	8 x 50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Guanti da esame monouso in lattice, sterili

Descrizione : Disponibili con polvere e senza polvere. Sterili per raggi gamma. Design anatomico. Bordino ripiegato all'esterno. Indicato per procedure cliniche o ospedali. Grande sensibilità al tatto. Conforme a UNE 455 (1, 2, 3,4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420, UNE EN-16523



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLEL-P2X-050	sterili con polvere, taglia 8,5	50
GLEL-0XS-050	sterili senza polvere, taglia 6	50
GLEL-P2X-400	sterili con polvere, taglia 8,5	8 x 50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpbare latex onderzoekshandschoenen, steriel

Beschrijving : Verkrijgbaar met of zonder poeder. Gesteriliseerd door gammastralen. Anatomisch design. Uiteinden met omslag, naar buiten geplooid. Geschikt voor klinische procedures of ziekenhuizen. Hoge tastgevoeligheid. Certificaten UNE 455 (1, 2, 3.4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420, UNE EN-16523



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLEL-P2X-050	steriel met poeder, maat 8,5	50
GLEL-0XS-050	steriel poedervrij, maat 6	50
GLEL-P2X-400	steriel met poeder, maat 8,5	8 x 50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Untersuchungshandschuhe aus Latex, zum Einmalgebrauch, steril**Beschreibung** : Puderfrei und gepudert erhältlich. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Anatomisches Design. Manschette verstärkt, nach außen umgeschlagen. Geeignet für klinische und Krankenhausanwendungen. Hohe Tastsensibilität. Zertifikate: UNE 455 (1, 2, 3,4), UNE 374 (1,2,4), UNE 420, UNE EN-16523.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLEL-P2X-050	steril, gepudert, Größe 8,5	50
GLEL-0XS-050	steril, puderfrei, Größe 6	50
GLEL-P2X-400	steril, gepudert, Größe 8,5	8 x 50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEL-P2X-050	2	2	39262000	08434868080980
GLEL-0XS-050	2	2	39262000	08434868080997
GLEL-P2X-400	76,024	16	39262000	08434868080836

PRODUKTFOTO

