

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo de decantación con llave de aguja y tapón de plástico, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN / ISO 4800



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	boca	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Separatory funnel, with screw type needle valve and plastic stopper, GLASSCO**Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). In compliance with DIN / ISO 4800 standard

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	mouth	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ampoule à décanter avec robinet en pointeau et bouchon en plastique, GLASSCO**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4800

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	col	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto separatore con rubinetto con spillo e tappo in plastica, GLASSCO**Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4800

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	bocchetta	Ømax (mm)	unità per ref.
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Scheitrechter met ventielkraan en kunststof dop, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Conform DIN / ISO 4800



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	mond	Ømax (mm)	stuks per ref.
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Scheidetrichter, mit Ventilhahn und Plastikstopfen, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN / ISO 4800.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	Normschliff	Ømax. (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFNG-050-001	50 ml	120	19/26	50	1
SFNG-100-001	100 ml	145	19/26	65	1
SFNG-250-001	250 ml	190	29/32	85	1
SFNG-500-001	500 ml	230	29/32	100	1
SFNG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	135	1
SFNG-2K0-001	2000 ml	350	29/32	155	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088467
SFNG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088474
SFNG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088481
SFNG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088498
SFNG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088504
SFNG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088511

