

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adaptador de doble acodado, macho

Descripción : De vidrio borosilicato LBG 3.3. Utilizado en conjuntos de destilación



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	esmerilado	ltotal (mm)	unidades por ref.
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Double angled adapter, male**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3. Used in distillation assembly

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	joint ST/NS	ltotal (mm)	pcs/pack
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tête de distillation, mâle, à deux angles**Description :** En verre borosilicaté LBG 3.3. Utilisé dans les ensembles de distillation

Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	rodage	long. totale (mm)	unités par ref.
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Raccordo con due coni verticali, maschio**Descrizione :** In vetro borosilicato LBG 3.3. Utilizzato nel processo di distillazione

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	smerigliato	ltotale (mm)	unità per ref.
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Destillatiebrug, kern**Beschrijving** : Van borosilicaatglas LBG 3.3. Gebruikt in destillatiesets

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	geslepen verbinding	ltotaal (mm)	stuks per ref.
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Destillierbrücke, Kern**Beschreibung :** Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Verwendet in Destillationsapparaturen.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Normschliff	Lgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
AD23-001-001	14/23	250	1
AD23-002-001	29/32	250	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AD23-001-001	0,3	0,15	70172000	08434868088627
AD23-002-001	0,3	0,15	70172000	08434868088634

PRODUKTFOTO

