

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja de PP con tapa de bisagra para criotubos

Descripción : De PP. Congelable (resiste entre -130 °C y +130 °C). Dispone de 100 plazas adecuadas para criotubos de hasta 2 ml, microtubos de centrifuga de 1,5 o 2 ml y viales de cromatografía de 12 x 32 mm. La tapa está unida a la base por medio de una bisagra. Disponible en dos colores. Autoclavable



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
FBXP-K03-001	50	140	140	blanco	1
FBXP-K04-001	50	140	140	blanco	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : PP freezer box for cryotubes with snap-on lid

Description : Made of polypropylene. Suitable for freezing (withstands temperatures from -130 °C up to +130 °C). 100 positions suitable for cryotubes up to 2 ml, microtubes 1.5 or 2 ml and chromatography vials 12 x 32 mm. Lid attached to the base with a hinge. Available in two colours. Autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
FBXP-K03-001	50	140	140	blanco	1
FBXP-K04-001	50	140	140	blanco	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cryoboîte congelable en PP, avec couvercle à charnière

Description : Congelable (résiste à des températures entre -130°C et +130°C). Dispose de 100 places adéquates pour cryotube jusqu'à 2 ml, microtube de centrifuge de 1,5 ou 2 ml et flacon de chromatographie de 12 x 32 mm. Disponible en deux couleurs. Autoclavable



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
FBXP-K03-001	50	140	140	blanco	1
FBXP-K04-001	50	140	140	blanco	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Scatola in PP con coperchio a cerniera per congelamento di flaconi e criotubi**Descrizione :** Congelabile (resistente a temperature comprese tra -130 °C e +130 °C). Dispone di 100 posti adatti a criotubi con capacità fino a 2 ml, microprovette per centrifuga da 1,5 o 2 ml e flaconi per cromatografia da 12 x 32 mm. Il coperchio è agganciato alla base tramite cerniera. Disponibile in due colori. Autoclavabili

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
FBXP-K03-001	50	140	140	blanco	1
FBXP-K04-001	50	140	140	blanco	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP-doos met scharnierdeksel voor cryobuizen

Beschrijving : Van PP. Invriesbaar (bestand tegen temperaturen tussen -130 °C en +130 °C). 100 posities geschikt voor cryobuizen tot 2 ml, microcentrifugebuisjes van 1,5 of 2 ml en chromatografiefllesjes van 12 x 32 mm. Het deksel is door middel van een scharnier aan de basis bevestigd. Verkrijgbaar in twee kleuren. Autoclaveerbaar



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
FBXP-K03-001	50	140	140	gele doos/kleurloos deksel	1
FBXP-K04-001	50	140	140	blauwe doos/kleurloos deksel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kryobox aus PP, für Vials, mit Scharnierdeckel

Beschreibung : Aus PP, gefrierbar (temperaturbeständig zwischen -130 °C und +130 °C). Verfügt über 100 Plätze für Kryoröhrchen bis 2 ml, 1,5/2 ml Zentrifugenröhrchen und Chromatographie-Röhrchen mit den Maßen 12 x 32 mm. Der Deckel ist mit Scharnieren befestigt. In zwei Farben verfügbar. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FBXP-K03-001	50	140	140	für 100 Röhrchen (Ømax. 12 mm), farblos/gelb	1
FBXP-K04-001	50	140	140	für 100 Röhrchen (Ømax. 12 mm), farblos/blau	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FBXP-K03-001	1	0,2	39231090	08434868089068
FBXP-K04-001	1	0,2	39231090	08434868089075

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.