

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Kit de viales UltraClean para cromatografía**

Descripción : Kit preparado de viales de 2 ml UltraClean + tapones de rosca de polipropileno (9-425). Especial para muestreo libre de contaminación y pruebas sensibles, se usa ampliamente para GC-MS, LC-MS y MS-MS además de ser una buena solución para evitar picos fantasma en cromatografía. En el modelo «pre-slit» el septum está preperforado para una óptima inyección. Los viales tienen un fondo plano y zona de escritura, además existen opciones transparente y ámbar. Cada kit lleva su certificado

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SVC2-P02-100	transparente, septum silicona/PTFE	100
SVC2-W02-100	transparente, septum pre-slit silicona/PTFE	100
SVC2-PA2-100	ámbar, septum silicona/PTFE	100
SVC2-WA2-100	ámbar, septum pre-slit silicona/PTFE	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094741

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : UltraClean vials for cromatography kit**

Description : Preassembled kit of 2 ml UltraClean vials + polypropylene screw caps (9-425). Special for contamination-free sampling and sensitive testing, it is widely used for GC-MS, LC-MS and MS-MS as well as being a good solution for avoiding ghost peaks in chromatography. In the "pre-slit" model, the septum is pre-pierced for optimal injection. Vials have a flat bottom, writing area. Available in clear glass and amber glass. Each kit has its own certificate

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SVC2-P02-100	clear, silicone/PTFE septa	100
SVC2-W02-100	clear, pre-slit silicone/PTFE septa	100
SVC2-PA2-100	amber, silicone/PTFE septa	100
SVC2-WA2-100	amber, pre-slit silicone/PTFE septa	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094741

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Kit de vials UltraClean pour chromatographie**


Description : Kit préassemblé de vials UltraClean de 2 ml + bouchons à vis en polypropylène (9-425). Spécial pour l'échantillonnage sans contamination et les tests sensibles. Largement utilisé pour la GC-MS, la LC-MS et la MS-MS et constitue une bonne solution pour éviter les pics fantômes en chromatographie. Dans le modèle "pré-slit", le septum est pré-percé pour une injection optimale. Les vials ont un fond plat et une zone d'écriture. Disponible en verre clair et verre ambré. Chaque kit a son propre certificat

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SVC2-P02-100	transparent, silicone/PTFE	100
SVC2-W02-100	transparent, pre-slit silicone/PTFE	100
SVC2-PA2-100	ambré, silicone/PTFE	100
SVC2-WA2-100	ambré, pre-slit silicone/PTFE	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,13333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,13333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,13333333333333	70179000	08434868094741

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : UltraClean vials for chromatography kit**

Descrizione : Preassembled kit of 2 ml UltraClean vials + polypropylene screw caps (9-425). Special for contamination-free sampling and sensitive testing, it is widely used for GC-MS, LC-MS and MS-MS as well as being a good solution for avoiding ghost peaks in chromatography. In the "pre-slit" model, the septum is pre-pierced for optimal injection. Vials have a flat bottom, writing area. Available in clear glass and amber glass. Each kit has its own certificate

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SVC2-P02-100	trasparente, silicone/PTFE	100
SVC2-W02-100	trasparente, pre-slit silicone/PTFE	100
SVC2-PA2-100	ambrato, silicone/PTFE	100
SVC2-WA2-100	ambrato, pre-slit silicone/PTFE	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094741

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : UltraClean-vialkit voor chromatografie**

Beschrijving : Voorbereide kit van 2 ml UltraClean-vials + polypropyleen schroefdoppen (9-425). Speciaal voor contaminatievrije bemonstering en gevoelige tests, wordt het veel gebruikt voor GC-MS, LC-MS en MS-MS en is het ook een goede oplossing om spookpieken in chromatografie te voorkomen. In het "pre-slit"-model is het septum voorgeperforeerd voor een optimale injectie. De vials hebben een platte bodem en een schrijfruimte, en er zijn ook transparante en amberkleurige opties beschikbaar. Elke kit bevat zijn certificaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SVC2-P02-100	transparant, siliconen/PTFE-septum	100
SVC2-W02-100	transparant, voorgesneden siliconen/PTFE-septum	100
SVC2-PA2-100	amberkleurig, siliconen/PTFE-septum	100
SVC2-WA2-100	amberkleurig, voorgesneden siliconen/PTFE-septum	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094741

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Probenröhrchen-Kit, UltraClean, für die Chromatographie**

Beschreibung : Vorbereitetes Kit mit 2 ml Vials „UltraClean“ und Schraubverschlüssen aus Polypropylen (9-425). Insbesondere für kontaminationsfreie Probenahmen und sensible Proben, wird insbesondere für die GC-MS, LC-MS und MS-MS genutzt, und ist auch eine gute Lösung, um „Geisterpeaks“ in der Chromatographie zu vermeiden. Beim Pre-Slit-Modell ist das Septum vorperforiert, um eine optimale Injektion zu gewährleisten. Die Vials haben einen flachen Boden und ein Beschriftungsfeld, außerdem transparent und als Braunglas erhältlich. Mit Zertifikat.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVC2-P02-100	transparent, Septum aus Silikon/PTFE	100
SVC2-W02-100	transparent, Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE	100
SVC2-PA2-100	Braunglas, Septum aus Silikon/PTFE	100
SVC2-WA2-100	Braunglas, Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVC2-P02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094710
SVC2-W02-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094727
SVC2-PA2-100	0,5005	0,29	70179000	08434868094734
SVC2-WA2-100	0,5005	1,1333333333333	70179000	08434868094741

PRODUKTFOTO