

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinza para cerrar tubos, PP

Descripción : Con un sistema de cuatro posiciones para regular el caudal de líquido. Para tubos de Ø 0,5 mm a Ø 9,5 mm. Autoclavable a 121 °C



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
RATC-001-012	apertura máxima 95 mm	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Ratchet tubing clip, PP**Description :** With a five positions ratchet system to regulate the liquid flow. For Ø 0,5 mm a Ø 9,5 mm tubing.
Autoclavable at 121°C

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
RATC-001-012	max. opening: 95 mm	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince pour tuyau, PP**Description :** Avec un système de cliquet à cinq positions pour régler le débit de liquide. Pour tuyau de Ø 0,5 mm a Ø 9,5 mm. Autoclavable à 121 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
RATC-001-012	ouverture maximale 95 mm	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinza stringitubo, PP**Descrizione :** Con sistema a cricchetto a quattro posizioni per regolare il flusso del liquido. Per tubi da Ø 0,5 mm a Ø 9,5 mm. Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
RATC-001-012	apertura massima 95 mm	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Slangklem van PP****Beschrijving :** Met een systeem van vier standen voor het regelen van de vloeistofstroom. Voor slangen met Ø0,5 mm tot 9,5 mm. Autoclaveerbaar tot 121 °C.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
RATC-001-012	Maximale opening 95 mm	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schlauchschelle aus PP**Beschreibung :** Mit einem Vier-Positionen-System zur Regulierung des Flüssigkeitsdurchflusses. Für Schläuche mit Ø 0,5 mm bis 9,5 mm. Autoklavierbar bis 121 °C.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
RATC-001-012	maximale Öffnung 95 mm	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RATC-001-012	0,308	0,1		08434868097513

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.