

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agujas de disección Premium Line

Descripción : De acero inoxidable tipo 410. Autoclavables



Esterilizable en autoclave a 121°



DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
DISS-P01-003	aguja recta fina (A)	3
DISS-P02-003	lanceta (B)	3
DISS-P03-003	curva (C)	3
DISS-KIT-003	aguja recta, lanceta y curva (A, B y C)	3

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Dissecting needles Premium Line

Description : made of stainless steel grade 410. Autoclavables



Autoclavability



TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
DISS-P01-003	pointed needle (A)	3
DISS-P02-003	with blade (B)	3
DISS-P03-003	curved (C)	3
DISS-KIT-003	pointed, with blade and curved (A, B and C)	3

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom produit : Aiguilles à dissection Premium Line
Description : En acier inoxydable type 410. Autoclavables




Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
DISS-P01-003	aiguille droite fine (A)	3
DISS-P02-003	aiguille lancéolée (B)	3
DISS-P03-003	aiguille courbe (C)	3
DISS-KIT-003	aiguille droite, lancéolée et courbe (A, B et C)	3

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

PHOTO PRODUIT


INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Ago da dissezione Premium Line

Descrizione : In acciaio inox classe 410. Autoclavabile



Autoclavabile



DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
DISS-P01-003	a punta dritta (A)	3
DISS-P02-003	a lancetta (B)	3
DISS-P03-003	a punta curva (C)	3
DISS-KIT-003	a punta dritta, a lancetta e a punta curva (A, B e C)	3

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Dissectienaald Premium Line

Beschrijving : Gemaakt van roestvrij staal type 410. Autoclaveerbaar.



Autoclaveerbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
DISS-P01-003	rechte, fijne naald (A)	3
DISS-P02-003	lancet (B)	3
DISS-P03-003	gebogen (C)	3
DISS-KIT-003	rechte, lancet en gebogen (A, B en C)	3

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Präpariernadeln Premium Line
Beschreibung : Aus Edelstahl 410. Autoklavierbar.


Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
DISS-P01-003	fein, gerade (A)	3
DISS-P02-003	Lanzette (B)	3
DISS-P03-003	gebogen (C)	3
DISS-KIT-003	gerade, lanzettenförmige und gebogene Nadel (A, B und C)	3

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DISS-P01-003	0,08	0,05	82119200	08434868099364
DISS-P02-003	0,08	0,05	82119200	08434868099357
DISS-P03-003	0,08	0,05	82119200	08434868099340
DISS-KIT-003	0,08	0,05	82119200	08434868099371

PRODUKTFOTO
