

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pinzas para crisoles con protección térmica**Descripción :** En acero inoxidable 410 SS. Robustas y con un grueso protector térmico en el mango. Autoclavables

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	unidades por ref.
CRTM-30P-001	300	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

## FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

**Product name :** Crucible tongs with heat protection

**Description :** Made of 410 SS. Robust, with a sturdy heat protector on the handle. Autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	pcs/pack
CRTM-30P-001	300	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pince à creuset avec protection thermique****Description :** En acier inoxydable 410 SS. Robuste et doté d'un épais revêtement thermique sur le manche.  
Autoclavable

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	unités par ref.
CRTM-30P-001	300	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pinze per crogioli con protezione termica****Descrizione :** In acciaio inox 410 SS. Robuste e con uno spesso protettore termico sul manico. Autoclavabili

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	unità per ref.
CRTM-30P-001	300	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Kroontang met thermisch handvat**Beschrijving** : Gemaakt van 410 SS roestvrij staal. Robuust en met een stevige beschermlaag op de handgrepen. Autoclaveerbaar.

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	stuks per ref.
CRTM-30P-001	300	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

## PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Tiegelzange mit Kunststoffgriffen**

**Beschreibung :** Aus Edelstahl 410 SS. Robust und mit einem stabilen, schützenden Überzug an den Griffen. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
CRTM-30P-001	300	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRTM-30P-001	0,4	0,158	82032000	08434868098497

PRODUKTFOTO

