

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bisturí con hoja Premium Line**Descripción :** En acero inoxidable tipo 410. Reutilizable y autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
SCAL-P01-001	150	un borde curvo, punta afilada (A)	1
SCAL-P02-001	160	dos bordes curvos, punta afilada (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

FOTO DEL PRODUCTO



A



B



GENERAL INFORMATION

Product name : Scalpel with blade Premium Line

Description : In stainless steel grade 410. Reusable and autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
SCAL-P01-001	150	one curved edge, sharp tip (A)	1
SCAL-P02-001	160	two curved edges, sharp tip (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Scalpel avec lame Premium Line**Description :** En acier inoxydable type 410. Réutilisable et autoclavable

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
SCAL-P01-001	150	un bord courbe, pointe acérée (A)	1
SCAL-P02-001	160	deux bords courbes, pointe acérée (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

PHOTO PRODUIT



A



B



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bisturi con lama Premium Line**Descrizione :** In acciaio inox classe 410. Riutilizzabile e autoclavabile

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
SCAL-P01-001	150	un bordo curvo, punta affilata (A)	1
SCAL-P02-001	160	due bordi curvi, punta affilata (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

FOTO DEL PRODOTTO



A



B



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Scalpel met lemmet Premium Line**Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 410. Herbruikbaar en autoclaveerbaar.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
SCAL-P01-001	150	een gebogen rand, scherpe punt (A)	1
SCAL-P02-001	160	twee gebogen randen, scherpe punt (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Skalpell mit Klinge Premium Line

Beschreibung : Aus Edelstahl 410. Wiederverwendbar und autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SCAL-P01-001	150	eine gebogene Kante, scharfe Spitze (A)	1
SCAL-P02-001	160	zwei gebogene Kanten, scharfe Spitze (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCAL-P01-001	0,025	0,05	90278099	08434868099524
SCAL-P02-001	0,025	0,05	90278099	08434868105355

PRODUKTFOTO

