




Couleur: **Blanc**

Panneau: **ADVANCED**

- Porte à triple vitrage avec poignée toute hauteur
- Equipement intérieur avec étagères grillagées et possibilité de combiner étagères et tiroirs
- Éclairage LED avec intégration UVA pour la stérilisation de l'air
- Réfrigération ventilée
- Dégivrage automatique avec évaporation condensats
- Panneau de contrôle tactile avec écran 7" et mot de passe avec 3 niveaux d'accès
- Téléchargement des données sur USB
- Batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure d'alimentation
- Alarmes sonores et visuelles
- Connexion WiFi (sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	AAF301T
Température	+2°C / +15°C
Type de réfrigération	Ventilation forcée
Type de dégivrage	Automatique, avec résistance chauffante sistema riscaldante
Évaporation des condensats	Automatique
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	+16°C / +38°C (ST)
Capacité brute (litres)	600
Capacité nette (litres)	530

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions extérieures (L x P x H mm)	750 x 770 x 2080

Dimensions de l'emballage (L x P x H mm)	810 x 940 x 2240
--	------------------

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
---------------------	--

Alimentation (V/ph/Hz)	220-230/1/50
------------------------	--------------

Prise d'alimentation	Type F
----------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES	
--------------------------------	--

Structure	Verticale
-----------	-----------

Matériel extérieur	Tôle d'acier plastifiée antibactérienne de couleur blanc
--------------------	--

Matériel intérieur	Acciaio inox 18/10 AISI 304
--------------------	-----------------------------

Épaisseur d'isolation (mm)	75
----------------------------	----

Porte triple vitrage	Oui
----------------------	-----

Réversibilité de la porte	Oui
---------------------------	-----

Fermeture automatique de la porte	Oui
-----------------------------------	-----

Type éclairage intérieur	Bande LED avec UVA pour la stérilisation de l'air
--------------------------	---

Numéro d'étagères	3
-------------------	---

Matériel de l'étagère	Fil d'acier plastifié de couleur blanc
-----------------------	--

Dimensions étagères (L x P mm)	530 x 550
--------------------------------	-----------

Étape de réglage des étagères	13
-------------------------------	----

Pas de réglage des étagères (mm)	89
----------------------------------	----

Quantité maximale des étagères	13
--------------------------------	----

Tiroirs avec glissières extractibles	Optionnel
--------------------------------------	-----------

Étape de réglage des tiroirs	13
------------------------------	----

Pas de réglage des tiroirs (mm)	89
---------------------------------	----

Quantité maximale des tiroirs	13
-------------------------------	----

Pieds en acier réglables (de 135 à 160 mm)	4
--	---

PANNEAU DE CONFIGURATION

Type d'affichage	Touch 7"
Langues	ITA - ENG - FRA
Mot de passe d'accès	Oui
Mot de passe d'accès à 3 niveaux	Oui
Graphique de température	Visible sur l'écran
Type de sonde	PT1000
Signalisation d'alarme	Acoustique et visuel
Indications d'alarme	Texte
Alarme température haute/basse réglable	Oui
Alarme ouverture porte réglable	Oui
Alarme coupure courant	Oui
Alarme défaut sonde	Oui
Alarme batterie faible	Oui
Alarme condensateur coumaté	Oui
Alarme anti givre évaporateur	Oui
Options désactivation alarmes acoustiques	Oui
Réactivation alarme acoustique	Oui
Test fonctionnalité alarme	Oui
Calibration	Oui
Mémoire alarmes	Oui
Mémoire ouvertures portes	Oui
Mémoire dégivrages	Oui
Mémoire événements	Oui
Mémoire quotidienne températures min/max	Oui
Fonction datalogger avec port USB	Oui
Port USB	Type B
Stockage données et événements	Oui (sur la mémoire interne)
Contact sec',	Oui

PANNEAU DE CONFIGURATION

Connectivité Wi-Fi	Oui (sur demande)
Monitoring App	Oui
Batterie de secours pour affichage et alarmes	Oui
Autonomie batterie de secours pour affichage et alarmes (heures)	48

ACCESSOIRES

Étagère en fil d'acier plastifié

Étagère en fil d'acier inoxydable

Panier en fil chromé

Tiroir en acier inox

Diviseur en plastique pour tiroir

Façade pour tiroir en Perspex

Roulettes Ø 95 mm, 2 avec freins

Serrure à clé pour porte

Serrure électronique (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Enregistreur graphique de température

Sonde alarme température pour simulation produit en bouteille témoin (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Prise électrique interne

Passe câble avec couvercle Ø 18 mm

Passe câble avec couvercle Ø 45 mm

Version sans contacts électriques à l'intérieur

Unité refroidissement de secours (disponible uniquement pour le panneau xPRO)

Thermostat de sécurité anti-congélation

Ensemble pour uniformité et stabilité température ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)

Transmetteur téléphonique GSM/GPRS

Voltage 230V/1ph/60Hz

ACCESSOIRES

Voltage 115V/1ph/60Hz

Fiche électrique de type A

Fiche électrique de type B

Fiche électrique de type G

Fiche électrique de type I

Emballage en cage de bois

Documentation QI

Documentation QO

Documentation QP